



KLINIKA

Katalog produktů členů AVDZP

platforma spotřebního materiálu



[Pokračujte, prosím, na stránku s legislativním rámcem](#)

Pro nejlepší zobrazení tohoto PDF dokumentu
je vhodné využívat zdarma dostupnou aplikaci Adobe Acrobat:

[NÁVOD ZDE](#)

1. krok

Nemáte na svém počítači prohlížeč PDF souborů?
Aplikace Adobe Acrobat slouží k prohlížení PDF souborů přesně v té podobě,
v jaké je autoři vytvořili, bezpečně a intuitivně.
Stáhněte si Adobe Acrobat Reader

ZDARMA ZDE

2. krok

Po instalaci a spuštění aplikace Adobe Acrobat upravte předvolby aplikace takto:


Menu > Acrobat / Předvolby (zkratka CTRL + K).

Záložka > Zobrazení stránky.

/ Uspořádání stránek – Jedna stránka.

/ Zvětšení – Celá stránka.

Potvrdit OK.



3. krok

Pokud si chcete užít co největší komfort při zobrazování katalogu, přejděte do menu:

Menu > Zobrazení / Režim na celou obrazovku (zkratka CTRL + L).

Katalog můžete ovládat tlačítky, nebo klávesami pro pohyb kurzoru, nebo rolováním myši.

Pro vyhledávání v katalogu můžete použít zkratku CTRL + F.

Pro ukončení celoobrazovkového režimu stikněte klávesu ESC.

Pokračujte, prosím, na stránku s legislativním rámcem



Vážení uživatelé, pracovníci ve zdravotnictví a obchodní partneři,

dostává se Vám do rukou přehledový katalog produktů členských firem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, sdružených do skupiny vyrábějící a dodávající spotřební zdravotnický materiál. Do výrobního sortimentu těchto firem kromě zdravotnických prostředků patří i kosmetika a potravní doplňky pro podporu zdraví, proto je katalog doplněn i těmito produkty.

Katalog je pro větší přehlednost rozdělen do kategorií a podkategorií, mezi kterými je možné proklikávat.

Žádný produktový list neobsahuje podrobné informace o výrobcí a značce produktu, ukazuje složení a použití produktu. Katalog je společným dílem členů asociace a ukazuje komplexnost možných dodávek. V případě zájmu o kterýkoli produkt je možné se obrátit na poskytovatele tohoto katalogu, který Vám po dohodě s partnerskou firmou může dodat kterýkoli z prezentovaných produktů.

Některé skupiny produktů se vyskytují ve více kategoriích, proto mají tyto skupiny více návratových tlačítek a je možné se vrátit do kategorie, odkud jste vstoupili, nebo přejít rovnou do jiné kategorie, kde je tato skupina produktů také zařazena. Například skupina produktů nazvaná „Podpora hojení“ je zařazena do kategorie „Chirurgie“, „Dermatologie“ a dalších kategorií, a proto je možné po zobrazení skupiny produktů „Podpora hojení“ se vrátit zpět do kterékoli kategorie, která tuto skupinu zahrnuje.

Tento katalog je určen zdravotnickým pracovníkům a pokud jste pracovníkem ve zdravotnictví, pokračujte v prohlížení stiskem níže umístěného tlačítka „Přejděte na hlavní rozcestník“.

Přejděte na hlavní rozcestník

KLINIKA

Hlavní kategorie

CHIRURGIE

DIABETOLOGIE

KARDIOLOGIE

DERMATOLOGIE

ORTOPEDIE A REHABILITACE

ZÁCHRANÁŘI

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

DOMÁCÍ PÉČE

ORL A STOMATOLOGIE

LABORATOŘE

OPTALMOLOGIE

DIALYZAČNÍ PRACOVISTĚ

UROLOGIE

JIP / ARO

TRAUMATOLOGIE

TRANSFÚZNÍ PRACOVISTĚ

Obvazový materiál a náplasti

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Podpora hojení

Rouškování

CHIRURGIE

Hemostatikum

Hygiena

Infuze / Transfuze

Obvazový materiál a náplasti

Ortézy a bandáže

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Podpora hojení

Rouškování



**Návrat do:
kategorie**

KARDIOLOGIE

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Obvazový materiál a náplasti

Rouškování

Operační sety /
soupravy kardiologické

Hemostatikum

**Návrat do:
kategorie**

ORTOPEDIE A REHABILITACE

Ortézy a bandáže

Obvazový materiál a náplasti

Infuze / Transfuze

Podpora hojení

Produkty pro masáže

Hygiena

Fixace kostí

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Rouškování

Operační sety /
soustavy ortopedické

**Návrat do:
kategorie**

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Porodnické vložky

Obvazový materiál a náplasti

Operační sety / soupravy porodnické
a gynekologické

Podpora hojení

Vyšetřovací gely

Hygiena

Infuze / Transfuze

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Rouškování

**Návrat do:
kategorie**

ORL A STOMATOLOGIE

Nos

Nosní odsávačky hlenů

Nosní sprej

Infuze / Transfuze

Podpora hojení

Ucho

Ušní čistící sprej

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Zuby

Tamponádní pletené obinadlo

Sprej pro testování
citlivosti zubní dřeně

Stomatologická tamponáda

Operační sety / soupravy ORL/Dental

**Návrat do:
kategorie**

OPTALMOLOGIE

Oční kompres oválný

Podpora hojení

Operační sety / soupravy oční

Hygiena

Infuze / Transfuze

Textilní výrobky pro zdravotnictví



**Návrat do:
kategorie**

UROLOGIE

Vyšetřovací gely

Infuze / Transfuze

Urinální sáček s křížovou výpustí

Podpora hojení

Cévky močové (katetry)

Obvazový materiál a náplasti

Injekční stříkačky
– jednorázové / výplachové

Hygiena

Operační sety / soupravy urologické

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Rouškování

**Návrat do:
kategorie**

TRAUMATOLOGIE

Poranění pohyb. aparátu

Fixace kostí

Ortézy a bandáže

Chladicí sprej

Ošetření popálení

Trojčípý šátek

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Podpora hojení

Operační sety /
soustavy traumatologické

Obvazový materiál a náplasti

Operační sety /
soustavy chirurgické

Hygiena

Rouškování

**Návrat do:
kategorie**

DIABETOLOGIE

Glukometr

Jehly do inzulinových per

Bezpečnostní lancety

Podpora hojení

Infuze / Transfuze

Obvazový materiál a náplasti

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Ošetření pokožky

**Návrat do:
kategorie**

DERMATOLOGIE

Infuze / Transfuze

Podpora hojení chronických ran

Ošetření pokožky

Obvazový materiál a náplasti

Hygiena

Ošetření bradavic

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Ošetření popálené pokožky
– zarudnutí

Ošetření popálení

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

Úrazy

Sprej na zastavení krvácení

Chladicí sprej

Vakuové dlahy na horní končetinu

Vakuové dlahy na dolní končetinu

Příslušenství k vakuovým dlahám

Sada vakuových dlah s taškou / batohem

Trojčípý šátek

Obinadlo škrťící se sponou

Ošetření popálení

Infuze / Transfuze

Podpora hojení

Obvazový materiál a náplasti

Ochranné prostředky a oděvy

Plynotěsný ochranný oblek

Ochranná souprava Basic

Ochranná souprava Optimal

Souprava ochranného oděvu kat. III

Ochranná kukla

Ochranná souprava Profi

Hygiena

Ortézy a bandáže

Lékařské brašny

**Návrat do:
kategorie**

DOMÁCÍ PÉČE

Převazy

Podpora hojení

Obvazový materiál a náplasti

Rehabilitace

Ortézy a bandáže

Produkty pro masáže

Hygiena

Operační sety /
soustavy pro domácí péči

Pomůcky

Bazének na mytí hlavy

Nafukovací koupací vana

Odběry

Zkumavky

Desinfekční čtverečky

Náplasti s polštářkem

Bezpečnostní lancety

Textilní výrobky pro zdravotnické

Ošetření pokožky

**Návrat do:
kategorie**

LABORATOŘE

Zkumavky

Mikrotitrační destičky

Petriho misky

Pasteurovy pipety

Injekční stříkačky
– jednorázové / výplachové

Bezpečnostní lancety

Infuze / Transfuze

Obvazový materiál a náplasti

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

**Návrat do:
kategorie**

DIALYZAČNÍ PRACOVISTĚ

Operační sety / soupravy dialyzační

Infuze / Transfuze

Podpora hojení

Obvazový materiál a náplasti

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví

**Návrat do:
kategorie**

JIP / ARO

Infuze / Transfuze

Obvazový materiál a náplasti

Vyšetřovací gely

Hygiena

Podpora hojení

Textilní výrobky pro zdravotnictví

Rouškování

Chladicí sprej

Operační sety /
soupravy pro JIP/ARO



**Návrat do:
kategorie**

TRANSFÚZNÍ PRACOVNÍŠTĚ

Obinadlo škrticí se sponou


Podpora hojení

Obvazový materiál a náplasti

Infuze / Transfuze

Hygiena

Textilní výrobky pro zdravotnictví



**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

Krk

Rameno

Loket

Zápěstí

Prsty u ruky


Trup

Břicho

Koleno

Kotník

Prsty u nohy



**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

**ORTOPEDIE
A REHABILITACE**

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

**DOMÁCÍ
PÉČE**

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

PODPORA HOJENÍ

Oplachové roztoky na rány

Absorpční polyakrylátové krytí
na rány

Antimikrobiální krytí s kyselinou
hyaluronovou

Mastný tyl

Antimikrobiální pěnové krytí

Antibiotický zásyp na rány

Antimikrobiální krytí s bismutem

Hydrogel spray

Gel na rány
s kyselinou hyaluronovou a jodem

Antimikrobiální gel na rány

Gel na rány s kyselinou hyaluronovou

Antimikrobiální krytí
s vrstvou aktivního uhlíku

Pěnové krytí na rány
s polyuretanovou vrstvou

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

HYGIENA

Absorpční podložky
opakovaně použitelné

Nanoroušky

Absorpční podložky
jednorázové

Desinfekce povrchů

Desinfekční čtverečky

Multifunkční ubrousky

Rukavice

Kontejner na zdravotnický odpad

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

Obvazový materiál

Tampony stáčené

Buničitá vata

Kompresy

AB kompresy

Kompresní obvazy (bandáže)

Hotové obvazy

Obinadla hydrofilní

Obinadla elastická

Hadicová obinadla (prubany)

Gáza a gázové přřezy

Náplasti

Cívkové

S polštářkem

Náplasti speciální

Náplasti s chitosanem

Plastický obvaz ve spreji

Náplast s vrstvou aktivního uhlíku

Odstraňovač náplastí

Návrat do:
kategorie

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

TEXTILNÍ VÝROBKY PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Jednorázové

Operační pláště sterilní

Opakovaně použitelné

Oděvy pro ambulance

Oděvy pro zdravotnické záchranáře



**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

INFUZE / TRANSFUZE

Infuzní soupravy

Transfuzní soupravy

Bezjehlový vstup

Spojovací odsávací hadice

Plastové prodlužovací hadičky

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO


TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

PRODUKTY PRO MASÁŽE

Masážní gel na unavené svaly

Chladicí sprej

Olej na bázi ozonu



**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

**ORTOPEDIE
A REHABILITACE**

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

**DOMÁCÍ
PÉČE**

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

OŠETŘENÍ POKOŽKY

Krém s éterickými oleji pro unavené nohy

Chladivá pěna s Arnikou

Pěna na velmi suchou pokožku

Kožní ochranný krém

Olej na bázi ozonu

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

**DOMÁCÍ
PÉČE**

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

VYŠETŘOVACÍ GELY

Sonogel

Lubrikační gel s lidokainem

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

FIXACE KOSTÍ

Materiál pro sádrování

Fixátory



**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

**ORTOPEDIE
A REHABILITACE**

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

OŠETŘENÍ POPÁLENÍ

Sprej na popáleniny

Chladivý gel na popáleniny

Pěnové krytí na rány
s polyuretanovou vrstvou

Mastný tyl

**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE

LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

ROUŠKOVÁNÍ

Operační sety / soupravy Univerzální

Operační roušky

Doplňky a příslušenství
pro rouškování



**Návrat do:
kategorie**

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

GYNEKOLOGIE
A PORODNICTVÍ

ORL
A STOMATOLOGIE

OPTALMOLOGIE

UROLOGIE

TRAUMATOLOGIE

DIABETOLOGIE

DERMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

DOMÁCÍ
PÉČE


LABORATOŘE

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

JIP / ARO

TRANSFÚZNÍ
PRACOVISTĚ

PL - 001: Ortézy na krk (krční límce)



Krční límce (ortézy) slouží k fixaci krční páteře při onemocnění krční páteře, po úrazech, po operacích krční páteře nebo při akutních bolestech. Liší se svým provedením a způsobem fixace a všechny z níže uvedených typů se vyrábí ve velikostech uvedených v tabulce.

Krční límec s výztuhou se zvýšenou zadní částí je ortéza pružně fixující krční páteř. Síla stáhnut musí být taková, aby límec fixoval, ale aby byl pacientovi příjemný a snesitelný.

- A Límec polystyrenový bez výztuhy** se skládá z pleteného návleku, který je prošíván rozdělen do tří komor a ty jsou vyplněny polystyrenovými kuličkami. Dopínání je zajištěno pomocí suchého uzávěru.
- B Límec krční Philadelphia** je dvoudílnou fixací a tvoří ho přední a zadní díly, které jsou na vnitřní straně označeny. Dvoudílné řešení dovoluje velmi šetrné přiložení na krk pacienta a dotažení suchými zipy. Nosné díly jsou vyztuženy plastovými dlahami. Používá se například při urgentním ošetření úrazů.
- C Límec krční anatomicky vyztužený** má korpus tvořen polyuretanovou pěnou v anatomickém tvaru vyřezanou ve 3D (límec nemá po rozvinutí rovný tvar), která svou tuhostí zajišťuje anatomičnost a vyztužení tvaru (tvarovou paměť) límce. Návlek límce je z jemného a prodyšného textilního úpletu. Zapínání je na suchý zip, tvar límce je tvořen anatomickou křivkou, opisující tvar dolní čelisti a krku.
- Límec krční anatomicky s výztuhou** má navíc od přechozího typu do přední části vloženou výztuhu z polyethylénu, která zvyšuje jeho pevnost.
- D Límec krční Philadelphia s otvorem pro tracheostomii** má navíc v předním dílu otvor pro tracheostomickou kanylu. Otvor pro tracheostomii zajišťuje dostatečné prostor pro vyústění tracheostomické kanyly.

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 001 - 01	O (i dět. program)	1	S, M, L, XL / 3 výšky	ne	v	ZP tř. I / MDR
PL - 001 - 02	A (i dět. program)	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 001 - 03	B (i dět. program)	1	S, M, L / 3 výšky	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 001 - 04	C (i dět. program)	1	S, M, L, XL / 3 výšky	ne	v	ZP tř. I / MDR
PL - 001 - 05	D (i dět. program)	1	S, M, L / 3 výšky	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 001 - 06	E	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 002: Ortézy na rameno



A: Fixační ortéza ramenního kloubu – Základem výrobku je perforovaná textilní část ze sendvičového materiálu, opatřená suchými zipy pro uchycení ortézy na pacienta. Výrobek nemá žádné kovové prvky.

B: Abdukční dlahu ramenního kloubu polohovatelná – Používá se k léčbě poranění pletence ramenního, zejména poranění horního konce kosti pažní, hlavičky kosti pažní, léčbě omezení hybnosti ramenního kloubu. Abdukční dlahu je vyrobena z lehkého pevného kovu, plochy dlahy, které přicházejí do styku s pokožkou pacienta, jsou polstrovány hygienicky nezávadným materiálem, který je omyvatelný a nevyvolává kožní alergie.

C: Abdukční dlahu ramenního kloubu vzduchová – Umožňuje imobilizaci ramenního kloubu v semiabdukční poloze tím, že v podpaží je přiložen válcový vak naplněný vzduchem. Semiabdukční postavení odlehčuje ramenní kloub, snižuje bolestivost a umožňuje limitovanou rehabilitační péči.

D: Ortéza pro fixaci klíční kosti – Ortéza nahrazuje fixaci tzv. „Stellu dorsi“, která se provádí standardně z vaty a obinadel. Vnitřní vrstva přicházející do styku s pokožkou je z bavlněného froté, nedráždí ani nepůsobí alergicky. Upnutí na pacienta je velmi rychlé pomocí suchých zipů.

E: Ortéza ramenního kloubu – Ortéza je určena k fixaci ramenního kloubu a proximálního konce kosti pažní. Základem výrobku je textilní část ze sendvičového materiálu, opatřená suchými zipy pro uchycení ortézy na pacienta. Výrobek nemá žádné kovové prvky.

F: Ortéza kosti pažní – Ortéza je určena pro funkční léčení zlomenin diafýzy a proximální třetiny pažní kosti. Lze ji dobře a jednoduchým způsobem aplikovat. Materiál je velmi příjemný, nepůsobí alergicky.

G: Závěs paže – Jedná se o jednoduchý závěs „taškového“ typu, kdy je předloktí uloženo v měkké „tašce“ s volným zápěstím. Fixace snižuje bolestivost, umožňuje patřičný rozsah pohybů.

H: Závěs paže – Ortéza se užívá jednak jako základní imobilizační pomůcka při lehčích distorsích zejména ramenního kloubu, zvláště pak k doléčování poraněného ramene, paže i předloktí.

I: Ortéza pro korekci AC luxace – Ortéza se skládá z návleku na loket a fixačního popruhu, který svojí pelotkou naléhá na laterální konec klíční kosti. Posuvná přezka umožňuje korekci délky fixačního popruhu.

J: Ortéza ramenní – Uchycení pomůcky je zabezpečeno upínacím popruhem, který vede přes prsa pod druhé rameno a pružné ortézu přitahuje a tím rameno fixuje.

Tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 002: Ortézy na rameno

Tabulka pro „Ortézy na rameno“

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 002 - 01	A (i dětský program)	1 (L/P)	XS, S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 02	B	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 03	C	1	univerzální	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 04	D (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 05	E (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 06	F	1 (L/P)	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 07	G (i dětský program)	1	XS, S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 08	H	1	XS, S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 09	I	1 (L/P)	do 110 cm / nad 110 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 002 - 10	J	1	S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

Návrat do:
PL - 002

PL - 003: Ortézy a bandáže na loket



A



B



C



D



E



F



G



H



I

Tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 003: Ortézy a bandáže na loket

- A: Dlaha loketního kloubu fixační, s vymezeným rozsahem pohybu** – Použití převážně při laterálních instabilitách loketního kloubu. Ortéza umožňuje stanovit buď úplnou fixaci, nebo stavitelný rozsah kloubu ve směru flexe – extenze po 15 stupních. Fixační kloub je vyroben z lehkých a dostatečně pevných materiálů.
- B: Ortéza loketního kloubu rigidní** – Ortéza je určena pro pevnou fixaci loketního kloubu. Je vybavena dvěma tvarovatelnými duralovými výztuhami a zpevňujícími popruhy zajišťující fixaci loketního kloubu v požadované poloze.
- C: Bandáž lokte** – Bandáž lokte lze s výhodou použít jako následnou fixaci po imobilizaci loketního kloubu (nahrazuje elastickou bandáž), při bolestech, při chronických degenerativních onemocněních loketního kloubu nebo při sportovních aktivitách.
- D: Bandáž lokte se zesílením** – Použití bandáže lokte je indikováno při lehkých poraněních loketního kloubu (lehké podvrtnutí s natažením postranních vazů) nebo při doléčování po osteosyntézách olecranu, kde hrozí perforace kůže konci implantátů (Ki-dráty, hrany dlah apod.).
- E: Ortéza loketní úpletová se silikonovou výztuhou** – Ortéza je vyrobena z textilního pružného úpletu a po stranách je opatřena kompresními silikonovými výztuhami, které komprimují úpony svalů a odlehčují vnitřní i zevní postranní vazy loketního kloubu. Ortézu doplňuje snímatelná epikondylární páska ze suchého zipu, sloužící k odlehčení úponů svalů, extenzorů (natahovačů) ruky a prstů.
- F: Páska epikondylární** – Je vyrobena ze dvou vrstev textilu, mezi kterými je vložena vyztužovací vložka. Pomůcka je opatřena komfortní pelotou, která svojí kompresí vyvíjí tlak na svaly a šlachy v oblasti laterálního nebo mediálního předloktí. Zapínání je zajištěno pomocí suchého zipu.
- G: Bandáž loketní** – Slouží jako podpora při ochablosti, zánětu, nebo úrazu vazů a šlach lokte. Materiály jsou nedráždivé a neobsahují latex.
- H: Bandáž loketní** – Je určena pro podporu lokte při poúrazové a pooperační terapii. Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůrnou páskou na suchý zip. Materiály jsou nedráždivé a neobsahují latex.
- I: Bandáž loketní** – V bandáži jsou integrovány dvě anatomicky tvarované silikonové peloty, které stabilizují loket (svalová podpora). Účinek je podpořen epikondylární páskou na suchý zip.

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 003 - 01	A	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 02	B (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 03	C	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 04	D	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 05	E	1	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 06	F	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 07	G	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 08	H	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 003 - 09	I	1	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 003

PL - 004: Ortézy a bandáže na zápěstí



A



B



C



D



E



F



G



H



I

Detaily a tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 004: Ortézy a bandáže na zápěstí

- A: Fixační ortéza zápěstí** – Užívá se zejména při léčení vazivových poranění v oblasti zápěstí po distorzích, poté k doléčení po zlomeninách distálního radia. Je možnost zcela individuálního použití vytvarováním vložených hliníkových dlah. Je vyráběna pro levou a pravou ruku ve třech délkách a pěti obvodech zápěstí.
- B: Ortéza zápěstí úpletová s výztuhou** – Ortéza je vyrobena z elastického plochého úpletu a na dlaňové straně je opatřena pevnou výztuhou, která zaručuje anatomické postavení karpu a radioulnárního skloubení. Upevňuje se elastickou páskou na suchý zip.
- C: Ortéza zápěstí fixační – univerzální** – Pevné spojení pro obepnutí zápěstí zabezpečuje suchý zip. Kovové tvarovatelné výztuhy jsou zasunuty do kapes a je možné je z důvodu vytvarování vyjmout.
- D: Ortéza zápěstí a prstů ruky** – Pevné spojení pro obepnutí zápěstí zabezpečuje suchý zip. Kovové tvarovatelné výztuhy jsou zasunuty do kapes a je možné je z důvodu vytvarování vyjmout.
- E: Ortéza podpůrná a rehabilitační zápěstí ruky** – Ortéza určena k doléčení poranění zápěstního kloubu, metakarpů a článků prstů. Rovněž slouží jako polohovací dlaho po poranění nervus radialis. Provedení ortézy je anatomické, fixace je pevná.
- F: Ortéza zápěstí a palce ruky fixační s dlahou** – Zajišťuje dokonalou fixaci zápěstí a palce ruky. Pomůcka je zhotovena jako bandáž z textilního sendvičového materiálu, vybavena pevnými dlahami z duralu a dopínacími popruhy ze suchého zipu.
- G: Bandáž** je určena pro podporu zápěstí při pouřazové a pooperační terapii.
- H: Bandáž** – terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůrnou páskou na suchý zip.
- I: Ortéza** – v dlaňové části ortézy je umístěna anatomicky tvarovaná vyjímatelná plastová dlaho; fixační účinek dlahy je podpořen páskou na suchý zip.

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 004 - 01	A (i dětský program)	1 (L/P)	I, II, III, IV, V	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 02	B (i dětský program)	1 (L/P)	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 03	C (i dětský program)	1	I, II / 2 délky	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 04	D	1	I, II	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 05	E	1 (L/P)	I, II	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 06	F (i dětský program)	1 (L/P)	I, II, III, IV, V	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 07	G	1	M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 08	H	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 004 - 09	I	1	XS, S, M, L, XL, 2XL	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 004

PL - 005: Ortézy na prsty ruky



A



B



C



D



E



F



G



H

- A: Ortýza pro fixaci prstů ruky** – Ortýza je určena k ošetření (fixaci) při poranění 1. až 3. článku prstů ruky. Ortýza má tyto hlavní části: a – vlastní dlaha, b – výstelka, c – upínací pásky. Je vyrobena z hliníku. Plechu.
- B: Ortýza pro fixaci prstů ruky** – Ortýza pro fixaci horního a dolního meziprstního kloubu prstů ruky. Ortýza je vyrobena z hliníkového plechu, vyložena měkkou výstelkou a je tvarována do základního tvaru, který lze při aplikaci dotvarovat.
- C: Ortýza pro fixaci prstů ruky** – Základem výrobku je hliníková dlaha, která je vložena do kapsy z třívrstvého sendvičového textilního materiálu, ke kterému jsou neoddelitelně připojeny dva popruhy ze suchého zipu, pomocí kterých se ortýza fixuje k prstům.
- D: Ortýza pro fixaci prstů ruky** – Ortýza je vyrobena z pevně vytvarovaného polypropylenu a pro snadné upevnění na prst ruky je opatřena upínacím páskem se suchým zipem.
- E: Ortýza semirigidní fixace prstů ruky** – Ortýza určena k doléčení poranění článků 2. až 4. prstu ruky a úponu šlachy natahovače prstu. Dále slouží jako polohovací dlaha k řešení flekčních kontraktur. Ortýza je velmi pevná, ale dobře tvarovatelná.
- F: Ortýza fixace kloubu palce ruky** – Ortýza určena k doléčení distorzí sedlového základního a mezičlankového kloubu palce ruky. Dále slouží k léčení zlomenin metakarpu a článků palce.
- G: Ortýza prstů ruky rigidní 2-4 prst** – Ortýza umožňuje univerzální fixaci prstů horní končetiny. Je určena k léčbě při zhmoždění 2.-4. prstu ruky, distorze v MCP a IP kloubech 2.-4. prstu ruky, doléčení po zlomeninách 2.-4. prstu ruky.
- H: Dlaha pro konzervativní léčbu ruptury dorzální aponeurózy tříčlankových prstů ruky** – Dlaha je vyrobena z hliníkového plechu, vyložena měkkou výstelkou (plastazot) a tvarována do základního tvaru, který lze při aplikaci dotvarovat.

Tabulka velikostí

Návrat do:
kategorie

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 005: Ortézy na prsty ruky

Tabulka pro „Ortézy na prsty ruky“

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 005 - 01	A	1	S, M, L (délka)	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 02	B	1	S, M, L (délka)	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 03	C	1	univerz. délka	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 04	D	1	1–6 (obvod prstu)	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 05	E	1	I, II, III, IV, V	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 06	F	1 (L/P)	I, II	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 07	G	1	I ženy / II muži	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 005 - 08	H (i dětský program)	1	1, 2, 3, 4, 5	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

Návrat do:
PL - 005

PL - 006: Ortézy na trup



A



B



C



D



E



F



G



H

Detaily a tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 006: Ortézy na trup

Jsou určeny k doléčování poúrazových stavů v oblasti bederní páteře, jako pokračování léčby sádrovým nebo umělohmotným korzetem.

Dále stavů po operacích meziobratlových plotének, stavů po poranění pánevního kruhu s instabilitou.

A: Ortéza bederní LS Lumbosakral, B: Ortéza bederní TR Toracolumbal, C: Ortéza bederní HE

Hyperextension Ortézy mají dvě části. Vlastní bederní pás z elastické tkaniny, fixovaný suchými zipy.

V dorsální části je kapsa, do které se vkládá plastová pelota. Tkanina je elastická a pevná, dobře zpevňuje bederní krajinu, ev. pánev.

D: Ortéza bederní LS zpevňující, elastická – Bederní pás slouží k podpoře paravertebrálního svalstva při běžné i větší zátěži a brání tak manifestaci bolesti a progresi degenerativního onemocnění páteře.

Bederní pás slouží jako doplňková pomůcka při rehabilitaci u chronického degenerativního onemocnění bederní páteře.

E: Ortéza bederní TL zpevňující, elastická – Elastický bederní pás s doplňkovým tahem ve zvýšeném provedení TL – terakolumbální je indikován u degenerativních onemocnění v oblasti bederní páteře a při degenerativních onemocněních v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře.

F: Ortéza bederní elastická s výztuhami a bederní pelotou – Základem bederní ortézy je textilní prodyšný, pružný úplet, který je zpevněn plastovými výztuhami a individuálně nastavitelnou centrální bederní pelotou, která se dá nastavit do potřebné výše postižené bederní páteře a významně podporuje zpevňující roli ortézy.

G: Bederní ortéza z elastického úpletu a integrovaných zádočných výztuží; pokrývá bederní obratle, vpředu se zapíná na suchý zip; při uzavření pásu je zajištěna stabilizace bederních obratlů, zad a břišního svalstva

H: Bederní ortéza z elastického úpletu, integrovaných zádočných výztuží a odnímatelné silikonové peloty s masážními výstupky; vpředu se zapíná na suchý zip; při uzavření pásu je zajištěna stabilizace bederních obratlů, zad a břišního svalstva

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 006 - 01	A	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 02	B	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 03	C	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 04	D	1	S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 05	E	1	S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 06	F	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 07	G	1	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 006 - 08	H	1	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 006

PL - 007: Ortézy na břicho



A



B

Užití:

- zhmoždění břišní stěny a podbříšku
- stavy po operacích v oblasti břicha
- kýly břišní stěny a pupeční kýly

A: Pás břišní elastický – Břišní pás je vyroben z jednoho kusu pružného textilního materiálu. Na zadní straně pásu jsou pro zvýšení tuhosti umístěny dvě výztuhy. Zapínání na levé přední straně umožňuje přizpůsobit pás podle individuální potřeby.

B: Pás břišní s výztuhami a přidavným tahem – Hlavní částí břišního pásu je přední díl ze sendvičového textilního materiálu, který je doplněn dvěma výztuhami. Zapínání břišního pásu je na levém boku zajištěno suchými zipy. Přidavný odepínací pružný pás zvyšuje zpevňující funkci pásu.

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 007 - 01	A	1	S až XXXL / 2 výšky	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 007 - 02	B	1	S až XXXL / 2 výšky	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 008: Ortézy a bandáže na koleno



Detaily a tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 008: Ortézy a bandáže na koleno

- A: Dlahy kolenního kloubu fixační s vymezeným rozsahem pohybu
- B: Ortéza kolenního kloubu s pevným rámem, limitovaný rozsah pohybu
- C: Dlahy fixační kolenního kloubu pevná
- D: Ortéza kolenního kloubu fixační pevná – jednodílná
- E: Ortéza kolenního kloubu léčebná krátká s jednoduchým kloubem
- F: Ortéza kolenního kloubu léčebná krátká s přestavitelným rozsahem pohybu
- G: Ortéza kolenního kloubu léčebná krátká s dvouosým kloubem
- H: Bandáž kolenní s pružinovou výztuhou
- I: Ortéza kolenního kloubu léčebná, krátká, s dvouosými klouby a tahem
- J: Ortéza kolenního kloubu léčebná s kloubem pro medializaci pately
- K: Bandáž kolenní s výztuhou otvoru pately
- L: Bandáž kolenní s otvorem pro patelu
- M: Bandáž kolenní jednoduchá
- N: Aktivní kolenní úpletová bandáž
- O: Dlahy kolenního kloubu fixační s flexí 20°
- P: Ortéza kolenního kloubu fixační s flexí 20°
- Q: Páska infrapatelární
- R: Bandáž v horní části opatřena lemem, který brání sjíždění; pletená
- S: Terapeutický efekt bandáže je zvýšen kombinací s podpůrnou páskou na suchý zip
- T: Bandáž je po stranách vyztužena spirálovými plochými nerezovými pružinami, v oblasti česky doplněna kruhovou silikonovou pelotou
- U: Bandáž je po stranách vyztužena spirálovými plochými nerezovými pružinami, v oblasti česky doplněna kruhovou silikonovou pelotou; je doplněna v horní a dolní části fixačními páskami na suchý zip
- V: Ortéza je po stranách vyztužena kovovými dlahami s dvouosým kloubem, v oblasti česky doplněna kruhovou silikonovou pelotou; je doplněna v horní a dolní části fixačními páskami na suchý zip

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 008 - 01	A (i dětský program)	1	XXS, XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 02	B	1 (L/P)	S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 03	C (i dětský program)	1	XXS, XS, S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 04	D (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 05	E	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 06	F	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 07	G	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 08	H	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 09	I	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 10	J	1 (L/P)	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 11	K	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 12	L	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 13	M	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 14	N	1	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 15	O (i dětský program)	1	XXS, XS, S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 16	P (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 17	Q (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 18	R	1	S, M, L, XL, 2XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 19	S	1	S, M, L, XL, 2XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 20	T	1	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 21	U	1	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 008 - 22	V	1	XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

Návrat do:
PL - 008

PL - 009: Ortézy a bandáže na kotník



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

Detaily a tabulka velikostí

**Návrat do:
kategorie**

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 009: Ortézy a bandáže na kotník

- A: Ortéza hlezenního kloubu fixační s třemi dlahami** – Základem výrobku je pružný textilní úplet. Pevné uchycení ortézy na kotníku je zabezpečeno suchými zipy. Plnou fixaci hlezenního kloubu zajišťují tři anatomicky tvarované výztuže: dvě plastové po stranách ortézy a jedna duralová v lýtkové části zasahující pod chodidlo.
- B: Ortéza hlezna s tahem** – Kompenzuje lehké a střední stupně instability v hlez. kloubu při postižení vazů.
- C: Ortéza hlezenní zpevňující s křížovým tahem** – Základem výrobku je pružný textilní úplet. Pevné uchycení ortézy na kotníku je zabezpečeno suchými zipy. Po stranách ortézy jsou v textilních kapsách zasunuty vytvarované plastové výztuže. Navíc lze přiloženým pružným páskem se suchými zipy vytvořit osmičkovou fixaci.
- D: Ortéza hlezenního kloubu** – Ortéza se skládá ze dvou anatomicky vytvarovaných plastových dílů, vyložených měkkou výstelkou s odstupňovanou kompresí. Ve spodní části pod patou jsou oba díly spojeny páskem, kterým lze nastavit ortézu dle šířky chodidla.
- E: Bandáž hlezenního kloubu úpletová se silikonovou výztuhou** – je vyrobena z text. pružného úpletu a po stranách je doplněna kompres. silikonovými vložkami, které jsou tvarovány podle obvodu obou kotníků.
- F: Ortéza hlezenního kloubu rigidní** – Ortéza umožňuje fyziologický způsob chůze díky svému kolébkovitému tvaru. Fixace je zajištěna textilní částí obepínající bérce a chodidlo společně s dvěma svislými duralovými dlahami, doplněné sadou pevných upínacích popruhů.
- G: Ortéza hlezenního kloubu stavitelná** – typ Walker – Ortéza má tyto hlavní části: – korpus plastový, korpus textilní, výztuhy duralové, přestavitelný kloub po 10°, popruhy
- H: Ortéza Achillovy šlachy** – Ortéza je vyrobena z textilního pružného úpletu a v zadní části je doplněna kompresní silikonovou vložkou, která kopíruje tvar a průběh Achillovy šlachy. Silikonová vložka zajišťuje kompresi měkkých tkání v okolí Achillovy šlachy a současně tvoří její oporu.
- I: Bandáž** je určena pro podporu kotníku při poúrazové a pooperační terapii
- J: Bandáž** - terapeutický efekt je zvýšen kombinací s podpůrnou páskou na suchý zip
- K: Bandáž Achillovy šlachy** – na zadní straně bandáže je integrována anatomicky tvarovaná silikonová pelota, která podporuje a stabilizuje Achillovu šlahu
- L: Bandáž hlezenní** – z mediální i laterální strany jsou v bandáži integrovány anatomicky tvarované silikonové peloty pro stabilizaci kotníku; silikonové peloty mají masážní účinek, čímž napomáhají vstřebávání otoků a krevních sraženin

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 009 - 01	A (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 02	B	1 (L / P)	I, II, III, IV, V	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 03	C (i dětský program)	1	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 04	D	1	univerzální	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 05	E	1 (L / P)	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 06	F	1 (kr. / dl.)	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 07	G	1	S, M, L	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 08	H	1 (L / P) + 2 podpat.	XS, S, M, L, XL, XXL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 09	I	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 10	J	1	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 11	K	1 + 2 podpatěnky	XS, S, M, L, XL, 2XL	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 009 - 12	L	1	S, M, L, XL, 2XL	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 009

PL - 010: Ortézy na prsty nohy



A



B

Užití:

- počínající formy vybočeného palce nohy
- doléčení po operacích vybočeného palce nohy
- zánětlivé procesy (bursitis v oblasti MTP kloubu palce)

A: Noční bandáž hallux valgus – Základem ortézy je pevná polstrovaná korekční dlaha s koženou přezkou a upínacím popruhem (suchý zip).

B: Denní bandáž hallux valgus – Výrobek je vyroben z textilních pružných materiálů, doplněn upínacími popruhy ze suchého zipu, kterými lze nastavit velikost korekce a sílu tahu.

kód	popis varianty	balení	rozměr	sterilní	V/D	typ produktu
PL - 010 - 01	A	1 (L/P)	I (do 27 cm) II (od 28 cm)	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 010 - 02	B	1 (L/P)	univerzální	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

ORTÉZY A BANDÁŽE

PL - 011: Sprej na popáleniny



Sprej s obsahem kyseliny hyaluronové a extraktu z měsíčku lékařského a aloe vera.

Slouží na ošetření drobných povrchových popálenin I. a II. stupně a pokožky po nadměrném opalování.

Komplexní účinek obsažených složek: regeneruje, hydratuje, ochlazuje, zklidní a zjemní popálenou pokožku.

Vytváří na poranění ochranný elastický film, který urychluje proces obnovy. Ochlazuje a zklidňuje popálené místo a udržuje optimálně vlhké prostředí, které napomáhá rychlé obnově.

Není určeno na těžké popáleniny II.b a III. stupně, kdy dochází k hlubokému poškození epidermis a dermis nebo ke ztrátě kůže v celé tloušťce.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 011 - 01	sprej	1	50 ml	ne	V	ZP tř.IIa / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POPÁLENÍ

PL - 012: Hydrogel spray



Hydrogel spray je hydrokoloidní gel bez obsahu parabenů indikovaný pro ošetření lokálních suchých nebo vlhkých ran. Podporuje hojení ran, a to prostřednictvím regulace mikroprostředí rány. Používá se na akutní i chronické rány (povrchové popáleniny, odřeniny, chirurgické rány, proleženiny a bércové vředy). Ochlazuje a zjemňuje kontakt s náplastí anebo obvazy a není přilnavý.

Obsahuje kyselý karbomer stabilizovaný karnosinem, který je základním peptidem přirozeně obsaženým v pokožce. Karnosin reguluje kyselé polymery a působí také jako antioxidant. Vstřebává přebytečnou tekutinu z vlhkých výpotkových ran.

Místo dráždivých parabenů obsahuje konzervační látky benzoát sodný a sorbát draselný.

Přípravek není prostředkem pro první ošetření v případě popálenin!
Není vhodný pro použití na oči, oční víčka nebo sliznici.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 012 - 01	sprej	1	75 g	ne	V	ZP tř. IIa

**Návrat do:
kategorie**

PODPORA HOJENÍ

PL - 013: Plastický obvaz ve spreji



Ochranný **plastický obvaz** ve spreji, skvělá přilnavost, pohyb bez omezení, jednoduchá a rychlá aplikace, voděodolný a prodyšný

Používá se k rychlému ošetření oděrek a drobných povrchových poranění, zejména v namáhaných místech, která se těžko kryjí klasickými obvazovými prostředky (lokty, kolena). Ránu zacelí plastickým filmem, který zabraňuje přístupu cizorodých látek z vnějšího prostředí a také dovoluje kůži dýchat.

Tvoří vlhké mikroprostředí, které urychlí proces hojení. Rána zůstává uzavřená, proces hojení pod plastickou vrstvou obvazu však probíhá.

Umožní sledovat hojení a odstraní se samovolně otěrem po 3–4 dnech.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 013 - 01	sprej	1	35 ml	ne	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 013 - 02	sprej	1	60 ml	ne	V	ZP tř. IIa / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 014: Sprej na zastavení krvácení



Zastavuje slabá krvácení a urychluje regeneraci drobných povrchových poranění. Rána se uzavře před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a proces hojení začíná. Prášková vrstva absorbuje tekutiny a sráží krev za vzniku chladivého hydrogelu. Mořské a bylinné složky ránu zklidní a hydratují. Hydrogelová vrstva ze suché rány po čase sama odpadne.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 014	sprej	1	60 ml	ne	V	ZP tř. IIa (MDR)

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 015: Odstraňovač náplastí



Sprej na bezbolestné odstranění náplastí a jiných zdravotnických pomůcek lepených na povrch těla.

Nemá vliv na proces hojení rány a rána jej nemůže vstřebat. Působí jemně i na citlivou a velmi suchou a popraskanou nebo porušenou pokožku.

Zanechává ošetřené místo čisté a připravené pro případné další přelepení novou náplastí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 015 - 01	sprej	1	35 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 015 - 02	sprej	1	150 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 016: Ušní čisticí sprej



Napomáhá zlepšení zdraví ucha, snižuje možnost vzniku zánětů. Sprej pomáhá ušnímu mazu navrátit a uchovat si ochrannou a hydratační funkci.

Jemný proud spreje má mechanickou funkci, stlačený vzduch rovnoměrně rozptýlí mikroskopické kapičky aerosolu v zevním zvukovodu. Roztok spreje vyplachuje prach, nečistoty a přítomné mikroorganismy. Změkčuje ušní maz, dodává vlhkost a pružnost kůži zevního zvukovodu a tím preventivně napomáhá proti zánětu.

Při pravidelném používání předchází vzniku ušní zátky.

- Vhodné pro děti od 3 let i diabetiky
- Změkčuje a rozpouští ušní maz
- Čistí, hydratuje a uleví od bolesti
- Regeneruje ošetřené místo v případě zánětu
- Prevence vzniku zánětu
- Vhodný k dlouhodobému použití
- Jednoduchá, komfortní aplikace 360°

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 016 - 01	sprej	1	50 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 017: Sprej pro endodontický diagnostický test



Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřeně (pulpa dentis).

Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu. Svěží mátová vůně. Jestliže po jeho aplikaci zubním lékařem, pacient zjistí, že vyšetřovaný zub reaguje bolestí nebo trnutím, je to známka toho, že vyšetřovaný zub je tzv. „živý“. V opačném případě byl již zub zbaven nervů a je tzv. „mrtvý“.

Zamýšlený uživatel: **Jen pro lékařské použití!** Pro celou populaci, pro všechny věkové kategorie, pro diabetiky. Může se použít v těhotenství, v době kojení, u dětí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 017 - 01	sprej	1	75 ml	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 018: Viskózní gel s kyselinou hyaluronovou a jodem



Hojení hlubokých a chronických ran.

Iniciace a regulace procesu hojení.

Antimikrobiální efekt.

Používá se ke krytí, čištění a hydrataci hlubokých ran a kožních defektů. Má formu viskózního gelu a je tedy ideální volbou pro ošetření hlubokých a těžko přístupných ran. Kombinace kyseliny hyaluronové a jódu zajistí v ráně optimální podmínky pro hojení i těch nejsložitějších ran, včetně ran infikovaných. Svými hydratačními vlastnostmi zabraňuje adhezi převazového materiálu k ráně. Inicjuje a reguluje proces hojení. Aktivně podporuje granulaci.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 018 - 01	viskózní gel s kys.hyaluronovou	1	50 g	ano	V	ZP tř. III / MDR zažádáno
PL - 018 - 02	viskózní gel s kys.hyaluronovou	1	22 g	ano	V	ZP tř. III / MDR zažádáno

**Návrat do:
kategorie**

PODPORA HOJENÍ

PL - 019: Antimikrobiální krytí s kyselinou hyaluronovou



Antimikrobiální krytí s kyselinou hyaluronovou je určeno pro krytí a hojení širokého spektra ran, včetně ran chronických, infikovaných a povleklých. Skládá se z aktivní vrstvy a savého jádra.

Svým komplexním účinkem zajišťuje příznivé prostředí pro vlhké hojení rány. Antimikrobiální účinky produktu mají pozitivní vliv na čištění a dekontaminaci rány při počáteční fázi hojení, aktivní kontaktní vrstva podporuje hojení rány a savé jádro má schopnost absorpce exudátu.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 019 - 01	Antimikrobiální krytí s kyselinou hyaluronovou	10	10x10 cm	ano	V	ZP tř. III / MDR zažádáno

**Návrat do:
kategorie**

PODPORA HOJENÍ

PL - 020: Kožní ochranný krém



Složení: Oxid zinečnatý, extrakt z květu měsíčku lékařského, lanolin, ricinový olej, tekutý parafín.

Používá se k prevenci a léčbě podráždění kůže, jako je plenková vyrážka u dětí a dospělých. Může být také použit k léčbě drobných podráždění kůže (např. řezné rány, popáleniny, škrábance) a ke zmírnění příznaků u pacientů s akné, ekzémy a atopickou dermatitidou. Je vhodný na okraje chronických ran, aby se zabránilo maceraci. Funguje tak, že poskytuje kožní bariéru, která zabraňuje a pomáhá léčit podráždění pokožky.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 020 - 01	tuba	1	30 g	ne	V	kosmetika
PL - 020 - 02	láhev s pumpičkou	1	50 g	ne	V	kosmetika
PL - 020 - 03	tuba	1	120 g	ne	V	kosmetika
PL - 020 - 04	tuba	1	250 g	ne	V	kosmetika

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POKOŽKY

PL - 021: Gel na rány s kyselinou hyaluronovou



Složení: voda, kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón, hyaluronát sodný, hydroxycelulóza.

Je to hydrogel s kyselinou hyaluronovou, určený k použití na akutní a chronické rány na kůži a sliznicích. Má pozitivní vliv na okraje ran, které zůstávají zcela vitální. Vytváří v ráně vlhké mikroprostředí, optimalizuje proces hojení, má jedinečné regenerační účinky a eliminuje riziko zjizvení. Je ideální pro použití v plastické a rekonstrukční chirurgii, vhodný pro prevenci a léčbu radiační dermatitidy a zvláště prospěšný ve fázi hojení granulace a epitelizace.

Je necytotoxický, nesenzibilizující, nedráždivý a nealergenní, vhodný pro použití u dětí a těhotných žen

(chronické nehojící se rány, traumatické rány, nehojící se operační rány (NHSW), popáleniny 1. a 2. stupně, radiační dermatitida a prevence vzniku radiační dermatitidy, plastická a rekonstrukční chirurgie)

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 021 - 01	tuba s aplikátorem	1	30 g	ne	V	ZP tř. II b
PL - 021 - 02	tuba s aplikátorem	1	50 g	ne	V	ZP tř. II b
PL - 021 - 03	tuba s aplikátorem	1	120 g	ne	V	ZP tř. II b

**Návrat do:
kategorie**

PODPORA HOJENÍ

PL - 022: Oplachové roztoky na rány



Složení: 99.8% voda, kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón, hyaluronát sodný, hydroxycelulóza.

Je ideálním řešením pro oplach akutních a chronických ran. Bezbolestně čistí a zvlhčuje akutní i chronické rány a podporuje hojení. Snižuje mikrobiální zátěž a je účinný proti široké škále bakterií, včetně MRSA a VRE, stejně jako Candida, spory a viry. Kyselina chlorná účinně degraduje biofilm. Přípravek eliminuje zápach z rány. Primárně se používá k léčbě chronických, nehojících se ran, jako je diabetická noha, bércové vředy, dekubity a popáleniny prvního až druhého stupně.

Je necytotoxický, nesenzibilizující, nedráždivý a nealergenní, vhodný pro použití u dětí a těhotných žen.

(diabetické vředy na nohou, venózní bércové vředy, dekubity, traumatické rány, chirurgické rány, místa kožního štěpu, popáleniny prvního až druhého stupně, chronické rány různé etiologie, rány u onkologických pacientů, radiační dermatitida, peristomální stavy, inhalační roztoky, výplach nosu, vaginální výplach, peritoneální výplach)

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 022 - 01	sprej	1	30 ml	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 022 - 02	sprej	1	115 ml	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 022 - 03	lahev s rozprašovačem	1	500 ml	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 022 - 04	push pull	1	500 ml	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 022 - 05	kanystr	1	3 litry	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 022 - 06	kanystr	1	5 litrů	ne	V	ZP tř. IIb / MDR

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 023: Antimikrobiální gel na rány



Složení: 99.8% voda, kyselina chlorná, chlornan sodný, chlordioxid, chlorid sodný, peroxid vodíku, ozón, carbomer, trietanolamin.

Podporuje hojení tím, že okyseluje, zvlhčuje a čistí spodinu rány a snižuje mikrobiální zátěž, vytváří ideální podmínky pro fyziologické hojení ran. Díky své vysoké absorpční schopnosti účinně odstraňuje nekrotické rány a zabraňuje tvorbě krust, aniž by poškozoval zdravou tkáň. Podporuje angiogenezi a podporuje granulaci a epitelizaci, což má za následek rychlé zmenšení velikosti rány a rychlou epitelizaci. Odstraňuje zápach z rány. Poskytuje atraumatické krytí ran, je rychle působící a bezpečný a jeho použití je pohodlné.

Je necytotoxický, nesenzibilizující, nedráždivý a nealergenní, vhodný pro použití u dětí a těhotných žen.

(zánětlivá a granulační fáze hojení ran, chronické, nehojící se rány, bércové vředy, diabetické vředy na nohou, dekubity, dehiscence rány, fisury, popáleniny 1. a 2. stupně, popáleniny od slunce, oděrky, škrábance a drobná poranění, prevence recidivující interdigitální mykózy, prevence progresse fasciitidy, tendinitidy, flegmóny atd., bodnutí hmyzem)

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 023 - 01	tuba	1	30 g	ne	v	ZP tř. IIb / MDR
PL - 023 - 02	tuba	1	250 g	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 023 - 03	lahev s aplikátorem	1	30 ml	ne	V	ZP tř. IIb / MDR
PL - 023 - 04	lahev s aplikátorem	1	500 g	ne	V	ZP tř. IIb / MDR

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 024: Prostředek pro desinfekci povrchů



Složení: Oxid chloričitý, Aktivní chlór uvolněný z kyseliny chlorné, Ozón, Chlorid sodný, Voda.

Superoxidovaný roztok, který se používá na povrchovou desinfekci ve zdravotnictví (podlahy, povrchy, plochy), desinfekci ovzduší, nástrojů, přístrojů, nádobí, prádla. Prostředek je možné použít na všechny omyvatelné plochy a podlahy, chladicí zařízení, pracovní plochy, stěny a pracovní prostory. Desinfekce se provádí otěrem, omýváním nebo ponořením do roztoku, postřikem. Doporučená doba působení přípravku je do úplného zaschnutí.

Produkt je velmi účinný a ničí řádově v desítkách sekund:

- Bakterie včetně rezistentních kmenů (MRSA, VRE)
- Kvasinky
- Viry (včetně HIV) a spory

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 024 - 01	sprej	1	500 ml	ne	V	biocid
PL - 024 - 02	push pull	1	500 ml	ne	V	biocid
PL - 024 - 03	kanystř	1	5 litrů	ne	V	biocid
PL - 024 - 04	kanystř	1	10 litrů	ne	V	biocid

Návrat do:
kategorie

HYGIENA

PL - 025: Masážní gel na unavené svaly



Bylinný masážní gel je kosmetický přípravek určený k péči o pokožku po fyzické námaze, při rehabilitacích nebo u dlouhodobě ležících osob. Obsahuje kaštanový extrakt a rostlinné silice: eukalyptus, rozmarýn, mátu, levanduli, hřebíček, které v kombinaci s masáží ulevují od pocitu unavených a namožených svalů. Vhodný k masáži pokožky v oblasti svalů po fyzické nebo sportovní aktivitě.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 025 - 01	dóza	1	300 ml	ne	V	kosmetika

**Návrat do:
kategorie**

PRODUKTY PRO MASÁŽE

PL - 026: Krém s éterickými oleji pro unavené nohy



Krém příjemně chladí a je vhodný k péči o pokožku unavených nohou se sklonem k natékání či žilním problémům. Kombinace éterických olejů nejvyšší kvality: levandule, lemongrass, borovice, tea tree, rozmarýnu a bylinných extraktů z kaštanu, arniky, měsíčku a jalovce napomáhají k prokrvení pokožky, osvěžují ji a urychlují její regenerační procesy. Krém má dobrou roztíratelnost, velmi příjemnou parfemaci a nezanechává mastný film.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 026 - 01	tuba	1	200 ml	ne	V	kosmetika

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POKOŽKY

PL - 027: Antibiotický zásyp na rány



FRAMYKOIN kožní zásyp obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem.

Léčivými látkami jsou: neomycinum (ve formě neomycini sulfas) 3300 IU, bacitracinum zincicum 250 IU v 1 g zásypu.

Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže. Používá se k ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce, k ošetření po dermatologických (kožních) a drobných chirurgických zákrocích.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 027 - 01	zásyp	1	5 g		V	léčivo
PL - 027 - 02	zásyp	1	20 g		V	léčivo

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 028: Olej na bázi ozonu



Produkt obsahuje ozonizovaný olivový olej, který vzniká sycením olivového oleje ozónem a makadamový olej. Vlastnosti výrobku: Olivový olej je přírodním zdrojem antioxidantů, minerálů a vitaminů. Je ideální na suchou, zánětlivou, alergickou i podrážděnou pokožku. Makadamový olej je bohatý na omega-mastné kyseliny, vitaminy A a E. Má zklidňující a zjemňující účinek na pokožku.

Olej přispívá k ochraně suché a namáhané pokožky, při masáži jizev a v péči o kůži s projevy proleženin, opruzenin. Jeho využití se uplatňuje také v pedikérské a podiatrické praxi či jako masážní olej v masérských salónech.

Produkt „pure“ je bez chemické konzervace, je ozonizovaný 100% olivový olej. Vlastnosti výrobku: je vhodný pro regeneraci podrážděné či jinak poškozené pokožky. Přípravek kombinuje jedinečné vlastnosti ozónu (výborné dezinfekční a protizánětlivé účinky) a panenského olivového oleje. Funguje také jako přírodní deodorant a k ošetření chodidel před i po celodenním nošení obuvi.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 028 - 01	oil – airless	1	15 ml	ne	V	kosmetika
PL - 028 - 02	oil – airless	1	100 ml	ne	V	kosmetika
PL - 028 - 03	tuba	1	10 ml	ne	V	kosmetika
PL - 028 - 04	pure – mast v kelímku	1	5 ml	ne	V	kosmetika
PL - 028 - 05	pure – mast v kelímku	1	30 ml	ne	V	kosmetika

**Návrat do:
kategorie**

PRODUKTY PRO MASÁŽE

OŠETŘENÍ POKOŽKY

PL - 029: Petriho misky



Petriho misky pro in vitro diagnostiku jsou určeny v klinické praxi ke kultivaci mikroorganismů získaných z humánních vzorků na fotosenzitivních nebo pevných živných půdách.

Petriho miska pro tkáňové kultury je určena pro in vitro diagnostiku v klinické praxi ke kultivaci tkáňových kultur získaných z humánních vzorků (pro virologické a onkologické účely)

AP - Výroba a balení v hygienické komoře s UV-C zářením (v automatickém režimu bez dotyku lidské ruky).

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 029 - 01	AP	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 02	AP dvousektorová	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 03	AP třísektorová	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 04	vyšší stupeň dezinfekce kyselinou peroctovou	20	Ø 60 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 05	pro tkáň. kultury (ster. – R)	20	Ø 60 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 06	nová (vyš. stupeň dezinfekce kys.peroctovou)	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 07	sterilní – R	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR
PL - 029 - 08	sterilní – EO	20	Ø 90 mm	ano	V	ZP IVDR

**Návrat do:
kategorie**

LABORATOŘE

PL - 030: Zkumavky



Zkumavka 10 ccm
nesterilní



Zkumavka 10 ccm
sterilní

Zkumavky – nesterilní jsou určeny k odběru a uchovávání vzorků, zejména biologického materiálu, k provádění některých laboratorních testů, chemických reakcí apod.

Zkumavky – sterilní jsou určeny k odběru, transportu a uchovávání vzorků krve a ostatních biologických materiálů. Výrobek je určený pro in vitro diagnostiku humánních vzorků v klinické praxi společně s dalším zdravotnickým prostředkem.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 030 - 01	zkumavka mater. PS	20	10 ccm	ne	V	ZP IVDD
PL - 030 - 02	zkumavka mater. PS	20	15 ccm	ne	V	ZP IVDD
PL - 030 - 03	zkumavka PS – sterilní	20	10 ccm	ano	V	ZP IVDD
PL - 030 - 04	zkumavka PS – sterilní – zátka 493307	20	10 ccm	ano	V	ZP IVDD
PL - 030 - 05	zkumavka PS – sterilní	20	15 ccm	ano	V	ZP IVDD
PL - 030 - 06	zkumavka mater. PP – sterilní	20	15 ccm	ano	V	ZP IVDD
PL - 030 - 07	zkumavka mater. PP – sterilní	20	10 ccm	ano	V	ZP IVDD

**Návrat do:
kategorie**

DOMÁCÍ PÉČE

LABORATOŘE

PL - 031: Mastný tyl



Nepřilnavý mastný tyl je napuštěn hydrofobním neutrálním masťovým základem a je určen k šetrnému ošetření plošných ran, popálenin, kožních defektů, odřenin a proleženin.

Užívá se po kožních transplantacích, v plastické chirurgii.

Mastný tyl je vyroben z porézního hydrofobního obvazu, který je impregnován farmaceutickou pomocnou látkou Vaselinum album.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 031 - 01a	mastný tyl	1	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 01b	mastný tyl	2	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 01c	mastný tyl	5	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 02a	mastný tyl	1	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 02b	mastný tyl	2	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 02c	mastný tyl	5	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 02d	mastný tyl	5	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 03	mastný tyl	1	15 x 9 0 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 04	mastný tyl	1	20 cm x 2 m	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 05a	mastný tyl	1	20 x 27 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 05b	mastný tyl	5	20 x 27 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 06a	mastný tyl	1	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 06b	mastný tyl	2	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 06c	mastný tyl	5	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 07a	mastný tyl	1	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 07b	mastný tyl	2	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 07c	mastný tyl	5	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 08	mastný tyl	1	10 cm x 2 m	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 09a	mastný tyl	1	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 09b	mastný tyl	2	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 031 - 09c	mastný tyl	5	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POPÁLENÍ

PODPORA HOJENÍ

PL - 033: Chladicí sprej



Chladicí sprej pro rychlou úlevu od bolesti spojené s pohmožděním svalů, podvrtnutím kloubů, svalovými křečemi a jinými zraněními v důsledku nárazu, pádu nebo podvrtnutí a pro zmírnění bolesti při drobných zákrocích, jako je např. venepunkce před zavedením kanyly nebo katetru do žíly. Obsahuje nízkovroucí látky působící na postiženém místě jako lokální anestetikum. Vytváří okamžitý chladivý účinek v místě ošetření, zmírňuje na 3 minuty pocit bolesti a uvolní postižené místo. Vhodné pro celou populaci, děti od 3 let, pro diabetiky.

- Pro domácí i profesionální použití
- Okamžitý chladivý účinek
- Rychlá úleva od bolesti
- Rychlá úleva svalových křečí
- Rychlé uvolnění svalů
- Lokální anestetikum

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL – 033 - 01	sprej	1	200 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

PRODUKTY
PRO MASÁŽE

TRAUMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

JIP / ARO

PL - 034: Chladivá pěna s Arnikou



Praskající pěna s unikátním „Crackle Effect“ na bázi výtažků z arniky s chladivým efektem. Pro nanesení na bolestivá místa po bodnutí, štípnutí či kousnutí hmyzem; na otoky kůže. Zanechává dlouhodobý pocit chladu. Extrakt z Arniky horské je tradičně využíván pro protizánětlivé účinky.

- Dvojitý účinek: Chladivý a zklidňující
- „Crackle Efekt“ zanechává dlouhodobý pocit chladu
- Vhodné pro děti od 3 let
- Všestranné použití: po bodnutí, štípnutí či kousnutí hmyzem, na otoky kůže
- Zajímavá a hravá forma aplikace pro děti

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL – 034 - 01	pěna v rozprašovači	1	35 ml	ne	V	kosmetika

Návrat do:
kategorie

OŠETŘENÍ POKOŽKY

PL - 035: Kryosprej na odstranění bradavic



Kryosprej na odstranění bradavic je určen k odstranění kožních bradavic menších rozměrů (o průměru do cca 5 mm) rychlým zmrazením ošetřené místo pomocí zkapalněných plynů s nízkým bodem varu, a to přiložením zmrazeného pěnového tamponu.

Sprej je určen pro domácí použití, aplikace je jednoduchá, rychlá a bezpečná. Použití vhodné i pro děti od 4 let.

- Nejefektivnější zmrazení bradavice až ke kořenům
- Šetrná forma odstranění bradavic u dětí od 4 let
- Jednoduchá, rychlá a bezpečná aplikace
- Domácí použití
- Nízký bod varu -35°C
- Balení obsahuje 2 nástavce a 10 pěnových aplikátorů
- Všestranné použití (nohy, ruce, lokty, kolena a další části těla)

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL – 035 - 01	sprej	1	60 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

DERMATOLOGIE

PL - 036: Pěna na velmi suchou pokožku



Pěna na ošetření velmi suché, citlivé, zhrublé a strupovité pokožky nebo jako doplňková péče pro pokožku postiženou lupenkou nebo atopickou dermatitidou. Vhodná na ošetření velmi suchých míst těla, jako jsou lokty, kolena, chodidla nebo paty. Po ošetření se pokožka stává jemnější, přítomné látky suchá místa na těle ošetřují a dodají potřebnou vlhkost a vláčnost. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní postižení.

- Vhodné pro děti od 3 let i diabetiky
- Předchází vzniku zánětů kůže
- Obnovuje ochrannou bariérovou funkci pokožky
- Hydratuje, zjemňuje, zklidňuje a zmírňuje pocit prnutí/svědění
- Jemná aplikace formou pěny
- Doplňková péče pro lupénku a atopickou dermatitidu
- Neobsahuje barviva, parabeny, parafínový olej
- Obsahuje jemný parfém bez obsahu potenciálních alergenů

Pěna na velmi suchou pokožku vytváří po rozetření ochranný film na povrchu pokožky a hydratuje ošetřené místo. Obsah vody je hlavním faktorem pro zachování hladkosti a pružnosti kůže. Pěna na velmi suchou pokožku obnovuje ochrannou bariérovou funkci pokožky tím, že ji nasýtí vodou a mastnými kyselinami. Složky pěny zevnitř hydratují ošetřené místo a vytvoří mechanickou překážku na povrchu, která brání úniku vody z pokožky ven. Po ošetření se pokožka stává jemnější, obsažené složky zklidní ošetřené místo a podporují obnovu ochranné bariérové funkce kůže. Přirozeně slabě kyselé pH brání rozmnožování mikroorganismů a předchází vzniku zánětů. Proces obnovy postiženého suchého místa je podporován přítomností vitamínu E.

- Obsahuje 8 % rostlinných olejů (pupalkový olej, olej z meruňkových jader, makadamiový olej) a 6 % emolientů, které postižené místo překryjí, hydratují a zvláčňují.
- Obsahuje 15 % Natural Hydrophilic Factors, přirozených hydrofilních látek, které vážou vodu a zevnitř hydratují vysušenou pokožku.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 036 - 01	pěna v rozprašovači	1	150 ml	ne	V	ZP tř. IIA / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POKOŽKY

DERMATOLOGIE

PL - 037: Sprej po opalování



Sprej k ochlazení a zklidnění zarudnuté pokožky. Zmírňuje pocity pálení pokožky po nadměrném ozáření sluncem.

- Vhodné pro citlivou pokožku (bez parfemace), vhodné pro děti.
- Extrakt z měsíčku a olivový olej regenerují pokožku poškozenou sluncem.
- Extrakt z rakytníku a vitamín E omezují vliv volných radikálů.
- Hydrovance® (Hydroxyethyl Urea) vysušenou pokožku hydratuje.

Po nanesení vytváří chladivý film, který zjemní, ošetřuje a hydratuje poškozená místa. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní poškození. Snadno se aplikuje a lehce roztírá i na citlivá a bolestivá místa. Pokožka se po aplikaci stává jemnou a vláčnou.

- Vhodné pro děti od 1 roku
- Snadná a bezkontaktní aplikace pro citlivá a bolestivá místa
- Vhodný i pro citlivou pokožku

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 037 - 01	sprej	1	150 ml	ne	V	kosmetika

Návrat do:
kategorie

DERMATOLOGIE

PL - 038: Nosní sprej



Nosní sprej je určený pro hygienu nosní sliznice a pro zmírnění příznaků (otok nosní sliznice, výtok z nosu, kýchání, ucpání nosu, ztížené dýchání nosem, suchá nosní sliznice) při akutním zánětu nosu a nosohltanu virového původu (Acute rhinitis a rhinopharyngitis), u lehké formy akutního zánětu nosu a vedlejších nosních dutin (Rhinosinusitis acuta) nebo při alergické rýmě (Allergic rhinitis). Pomocný prostředek při léčbě chronické formy zánětu nosu (Rhinosinusitis chronica). Pravidelné výplachy nosním sprejem chrání nosní sliznici a pomáhají obnovit mukociliární funkci nosní sliznice při pobytu v klimatizovaných prostorách, v suchém nebo prašném prostředí a oddalují potřebu léčby zánětu nosu antihistaminiky a kortikosteroidními přípravky.

Sprej obsahuje hypertonický roztok mořské soli. Na principu osmózy odčerpává z nosní sliznice přebytečnou vodu způsobující otok. Hyaluronan sodný hydratuje a zlepšuje elasticitu nosní sliznice. Pomocné látky extrakt z aloe, vitamin E a urea hydratují nosní sliznici a pomáhají k regeneraci nosní sliznice. Příklad mákové silice dodává vůni. Při výplachu sprejem se odplaví prach, nečistoty a pyly, sliznice se hydratuje a zlepši se její funkce a obrana proti infekci. Komplexní účinek obsažených složek přináší úlevu, zklidní a zmírní poškození nosní sliznice.

- Vhodné pro děti od 4 let
- Lze používat dlouhodobě bez omezení
- Komfortní a jednoduchá aplikace 360°
- Kombinace 3 účinků (snižuje otok, čistí a hydratuje, regeneruje)
- Zlepšuje funkci sliznice nosu

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 038 - 01	sprej	1	60 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 039: Kompresy



Kompresy z gázy jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken, tkaných v počtu 13 nebo 17 nití na cm². Gáza je skládána do formy kompresů se založenými nebo nezaloženými okraji o různém počtu vrstev a jsou vyráběny ve čtyřech velikostech. Varianta se založenými okraji eliminuje riziko třepení okrajů gázy. Kompresy z gázy rozstřížené, používané při I.V. kanylaci, jsou vyráběny technologií, která zaručuje zpevnění okrajů v místě rozstřížení.

Kompresy vyrobeny z netkaného textilu mají složení z viskózy a polyesteru a plošné hmotnosti 30 g/m². Netkaná textilie je skládána do kompresu ve čtyřech vrstvách. Kompresy z netkaného textilu jsou vhodné k prvotnímu ošetření znečištěných a exudujících poranění, k všestrannému použití na klinikách i v ambulancích.

Kompresy vatové – polštářek vatový v gáze je gázový kompres se zvýšenou absorpční schopností. Jádrem tvoří obvazová vata ze 100% bělené bavlny, zajišťuje vysokou nasákavost, měkkost a dostatečný objem krytí rány. Je vhodný pro primární ošetření znečištěných, infikovaných a silně exudujících ran.

Tabulka rozměrů

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 039: Kompresy

Tabulka pro „Kompresy“

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 039 - 01	gáza	2	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 02	gáza	5	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 03	gáza	100	5 x 5 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 04	gáza	2	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 05	gáza	5	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 06	gáza	100	7,5 x 7,5 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 07	gáza	2	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 08	gáza	100	10 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 09	gáza	2	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 10	gáza	100	10 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 11a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	2	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 11b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 12a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	5	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. Is/Ila / MDR
PL - 039 - 12b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. Is / MDR
PL - 039 - 13a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	100	5 x 5 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 13b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 14a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	2	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. Is / Ila / MDR
PL - 039 - 14b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. Is / MDD
PL - 039 - 15a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	5	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. Is / Ila / MDR
PL - 039 - 15b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. Is / MDD
PL - 039 - 16a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	100	7,5 x 7,5 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 16b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 17a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	2	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. Is / Ila / MDR
PL - 039 - 17b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. Is / MDD
PL - 039 - 18a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	100	10 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 18b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 19a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	2	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / Ila / MDR
PL - 039 - 19b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. Is / MDD
PL - 039 - 20a	NT (50 % visk. / 50 % polyester)	100	10 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 039 - 20b	NT (70 % visk. / 30 % polyester)					ZP tř. I / MDD
PL - 039 - 21	gáza s vatou	1	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 039 - 22	gáza s vatou	2	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD

**Návrat do:
kategorie**

Návrat do:
PL - 039

PL - 040: Bezjehlový vstup



Bezjehlový vstup je uzavřený, bezpečnostní systém zajišťující mikrobiologickou bezpečnost, který je určen k opakované aplikaci i aspiraci z intravenózních příslušenství (stříkačky, infuzní sety, kanyly, kohouty, katetry, prodlužovací hadičky) s Luer zakončením, při provádění infuzní terapie, injekční terapie, odběru vzorků, chemoterapie a může být použit i při vyšetření magnetickou rezonancí.

Barevné rozlišení bezjehlových vstupů v červené a modré barvě usnadňuje identifikaci arteriální nebo žilní linky. Výměnu bezjehlového vstupu je nutné provést vždy maximálně po 7 dnech nebo po 100 připojeních.


- pro výrobu je použit materiál silikon a polykarbonát bez obsahu BPA = Bisfenol A
- průhledný materiál umožňuje sledování průtoku a proplachu
- žádné vnitřní pohyblivé díly nebo mechanismy, které zvyšují riziko kontaminace
- kompatibilní s Luer Slip a Luer Lock
- lze použít i pro roztoky s obsahem lipidů
- umožňuje vícenásobný přístup pro přímou aspiraci nebo aplikaci tekutiny
- hladký povrch pro snadnou desinfekci
- lze použít pro všechny pacienty, u kterých je předepsána infuzní terapie
- uzavřený systém pomáhá snižovat riziko vzduchové embolie díky samotěsnícímu ventilu, který zabráňuje nasátí vzduchu

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 040 - 01	10 bal. x 50 ks	50		ano	V	ZP tř. IIa / MDR

**Návrat do:
kategorie**

INFUZE / TRANSFUZE

PL - 041: Infuzní soupravy



Infúzní soupravy pro gravitační infúze (varianta 041 - 01 a-c)

Infuzní soupravy slouží k podání infuzních roztoků a z lahví nebo plastových vaků do žíly pacienta působením gravitace. Jsou jednotlivě sterilně baleny a jsou určeny na jednorázové použití.

Infúzní soupravy pro gravitační nebo přetlakovou infúzi (varianta 041 - 02 a,b)

Slouží k terapeutickému podávání infuzních roztoků z lahví (vaků) působením gravitace nebo pomocí dávkovacích infuzních pump INFUSOMAT P, ARGUS A400, A404, A414, 707, VOLUMED μ VP5005.

Infúzní soupravy pro přetlakové infúze pro pumpy IVAC Star-flow (varianta 041 - 03 a,b)

Slouží k terapeutickému podávání infuzních roztoků z lahví nebo vaků pomocí infuzních pump IVAC Star-flow.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 041 - 01a	IS-101 bez závitu Male Luer	200	150 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 01b	IS-102 bez závitu Male Luer	200	160 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 01c	IS-103 se závitem Male Luer Lock	200	150 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 02a	IS-127 se závitem Male Luer Lock	200	150 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 02b	IS-127 se závitem Male Luer Lock	200	180 cm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 03a	IS-121se závitem Male Luer Lock, pump. segment (Inf. pumpa Star-flow 581)	150	hadička 2,7 / 3,9 mm, délka 195 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 041 - 03b	IS-123 se závitem Male Luer Lock, pump. segment (Inf. Pumpa Star-flow 591)	150	hadička 3,35 / 5,17 mm, délka 124 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR

Návrat do:
kategorie

INFUZE / TRANSFUZE

PL - 042: Injekční stříkačky – jednorázové / výplachové



Jednorázové

Používají se pro odběr krve, tělních tekutin a podávání léků formou injekce. Stříkačky jsou ideální pro použití na klinikách, v nemocnicích i pro domácí použití. Každý kus je balen samostatně.

Výplachové

Používá se k odsávání tekutin nebo k výplachům uší, nosohltanu a rektu.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 042 - 01	třídílné	1	1 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 02	třídílné	1	2 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 03	třídílné	1	5 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 04	třídílné	1	10 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 05	třídílné	1	20 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 06	třídílné	1	50 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 07	dvoudílné	1	2 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 08	dvoudílné	1	5 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 09	dvoudílné	1	10 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 10	dvoudílné	1	50 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 11	dvoudílné	1	150 ml	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 12	výplachová	1	50 ml	ano	D	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 13	výplachová	1	100 ml	ano	D	ZP tř. IIa / MDR
PL - 042 - 14	výplachová	1	140–160 ml	ano	D	ZP tř. IIa / MDR

Návrat do:
kategorie

UROLOGIE

LABORATOŘE

PL - 043: Mikrotitrační destičky



Tvar dna: ploché = P, tvar dna: vyduté = U

Mikrotitrační destičky U a P nesterilní slouží k provádění diagnostických vyšetření v laboratořích.

Mikrotitrační destičky U a P jsou určeny k provádění sériových diagnostických vyšetření in vitro diagnostika.

Mikrotitrační destička Terasakiho je určena pro in vitro diagnostiku pro vyšetření antigenů a protilátek cytotoxickým způsobem.

Mikrotitrační destičky dělené P určené pro in vitro diagnostiku se používají k provádění sériových diagnostických vyšetření v laboratořích pro serologické účely. Díky možnosti řazení jednotlivých stripů detekčních jamek v potřebném množství a sledu je možné tyto výrobky použít i při vyšetření nízkoobjemových vzorků. Vložky jsou určeny pro samostatnou kompletaci MTD dělené P přímo uživatelem. Doporučujeme však ucelené sady MTD dělené P.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 043 - 01	P – nesterilní	10	ø jamky 7 mm, hloub. 9,7 mm	ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 02	P – dezinfekce kyselinou peroctovou	10	ø jamky 7 mm, hloub. 9,7 mm		V	ZP IVDR
PL - 043 - 03	U – nesterilní	10	dtto	ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 04	U – dezinfekce kyselinou peroctovou	10	dtto		V	ZP IVDR
PL - 043 - 05	Terasakiho	10		ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 06	MTD – šestisektorová	10		ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 07	MTD dělená – trojstrip	5		ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 08	MTD dělená – dvojstrip	5		ne	V	ZP IVDR
PL - 043 - 09	MTD dělená – jednostrip	5		ne	V	ZP IVDR

Návrat do:
kategorie

LABORATOŘE

PL - 044: Nosní odsávačky hlenů



Nosní odsávačky jsou určeny dětem mladším 3 let, které neumí sami smrkat. Slouží k odsátí nadměrného množství hlenu z nosní dutiny dítěte, který může způsobit kašel nebo záněty ucha.

Hadička s nosní koncovkou se přidrží dítěti u nosu, druhou má uživatel v ústech a odsává. Odsáté hleny se zachytí v nádobce. Jedná se o ruční typ odsávačky, která je založena na principu podtlaku.

- je netoxická
- vybavena bezpečnostní nosní koncovkou, kterou nelze zavést hlouběji do nosu, a proto nemůže být poraněna sliznice

U varianty s nástavcem na vysavač:

- k odsávání využíván podtlak, který vyvíjí vysavač
- napojení na vysavač je řešeno univerzálním nástavcem použitelným pro všechny typy domácích vysavačů s výkonem do 1800 W

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 044 - 01	modrá	100	nádob. 10 ml	ne	V	ZP tř. I
PL - 044 - 02	růžová	100	nádob. 10 ml	ne	V	ZP tř. I
PL - 044 - 03	s nástavcem na vysavač	60	nádob. 10 ml	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 046: Oděvy pro ambulance



Stylové, funkční a komfortní oděvy pro lékaře, zdravotní sestry, kosmetické specialisty a další odborníky v oblasti zdravotnictví, plastické chirurgie, veterinární medicíny a wellness.

Variabilita vzhledu – klasický, elegantní, sportovní či oficiální.

Exklusivita materiálu s vysokým obsahem bavlny přináší komfort a maximální pohodlí při nošení. Veškeré produkty jsou určeny k opakovanému použití.

Možnost logování oděvů formou výšivky, či potisku. Různé barvy, materiály, kombinace a velikosti dle individuálních požadavků zákazníka.



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 046 - 01	halena dámská s rozparky		34-60	ne	V	
PL - 046 - 02	halena pánská s rozparky		42-66	ne	V	
PL - 046 - 03	kalhoty dámské		34-60	ne	V	
PL - 046 - 04	kalhoty pánské		42-66	ne	V	
PL - 046 - 05	plášť dámský		34-60	ne	V	
PL - 046 - 06	plášť pánský		42-66	ne	V	
PL - 046 - 07	šaty			ne	V	
PL - 046 - 08	halena dámská			ne	V	
PL - 046 - 09	operační komplet dámský			ne	V	
PL - 046 - 10	sukně			ne	V	
PL - 046 - 11	košile pánská			ne	V	
PL - 046 - 12	operační komplet pánský			ne	V	

Návrat do:
kategorie

**TEXTILNÍ VÝROBKY
 PRO ZDRAVOTNICTVÍ**

PL - 047: Oděvy pro zdravotnické záchranáře



Oděvy s vysokou viditelností.

Oděvy pro záchranné zdravotnické služby splňující normu ČSN EN ISO 20471, jsou vyráběny dle specifikace zákazníka.

Voděodolnost, prodyšnost, odolnost proti větru, snadná údržba.

Různé barvy, materiály, kombinace, velikosti, potisk či výšivky dle individuálních požadavků zákazníka.

Návrat do:
kategorie

**TEXTILNÍ VÝROBKY
 PRO ZDRAVOTNICTVÍ**

PL - 048: Pěnové krytí na rány s polyuretanovou vrstvou



Je vhodné na léčbu suchých nebo lehce exsudujících ran ve fázi granulace a epitelizace. Je také vhodné k ošetření popálenin až do 2. stupně.

Sterilní, jednorázový, potažený pěnový obvaz s vnější vrstvou z polyuretanu propustnou pro plyn, vodě a bakteriím odolnou.

Povrch obvazu směřující k ráně má síťovanou strukturu a je impregnován hydrogelem, který funguje jako zásobník vlhkosti. Gel se skládá z hydratovaného hybridního polymeru polymočovina/polyuretan obsahující propylenglykol. Gel na straně kontaktní vrstvy zabraňuje přilnutí obvazu k ráně. Umožňuje atraumatickou výměnu obvazu.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 048 - 01	hydrogel. krytí	10	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 02	hydrogel. krytí	10	12,5 x 12,5 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 03a	hydrogel. krytí	3	15 x 15 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 03b	hydrogel. krytí	10	15 x 15 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 04	hydrogel. krytí	10	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 05	hydrogel. krytí	10	15 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 06a	hydrogel. krytí	3	20 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 048 - 06b	hydrogel. krytí	10	20 x 20 cm	ano	V	ZP tř. IIb

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POPÁLENÍ

PODPORA HOJENÍ

PL - 049: Absorpční polyakrylátové krytí na rány



Polyakrylátové krytí je hydroaktivní krytí na rány, jehož hlavní součástí je superabsorpční polyakrylát (SAP) rovnoměrně promíchaný s celulozovými a buničinovými vlákny a který je aktivovaný Ringerovým roztokem.

Polyakrylátové krytí je vhodný pro mokré/vlhké ošetření ran, zejména ran se zhoršenou tendencí k hojení. Přípravek je vhodný zejména k léčbě chronických a špatně se hojících ran ve fázi čištění a granulace. polyakrylátové krytí lze také použít k léčbě infikovaných ran.

Polyakrylátové krytí lze dále použít k reaktivaci stagnujících procesů hojení, pokud jsou způsobeny nadměrnou aktivitou MMP.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 049 - 01	krytí na rány	10	Ø 4 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 02	krytí na rány	10	4 x 8 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 03	krytí na rány	10	Ø 5,5 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 04	krytí na rány	10	7,5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 05	krytí na rány	10	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 06	krytí na rány	10	8 x 14 cm ovál	ano	V	ZP tř. IIb
PL - 049 - 07	krytí na rány	10	10 x 17 cm	ano	V	ZP tř. IIb

**Návrat do:
kategorie**

PODPORA HOJENÍ

PL - 050: Spojovací odsávací hadice

Flexibilní transparentní spojovací hadice jsou určeny pro operační a pooperační odsávání. Výrobek slouží k odsávání při anestézii, při rozmanitých chirurgických operacích, v intenzivní péči apod. Spojovací hadice je vyrobena z transparentního PVC vhodného a ověřeného pro zdravotnictví. Bez latexu! Jednorázové použití!

Spojovací odsávací hadice CH25



Varianta 050 - 01



Varianta 050 - 02



Varianta 050 - 03



Varianta 050 - 04

Spojovací odsávací hadice CH30



varianta 050 - 11



varianta 050 - 12



varianta 050 - 13



varianta 050 - 14



varianta 050 - 15

Tabulka rozměrů

**Návrat do:
kategorie**

INFUZE / TRANSFUZE

PL - 050: Spojovací odsávací hadice

Tabulka pro CH25:

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 050 - 01a	trychtýř – hadicová spojka	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 01b	trychtýř – hadicová spojka	50	250 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 01c	trychtýř – hadicová spojka	30	350 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 02a	trychtýř – přerušovač sání	50	180 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 02b	trychtýř – přerušovač sání	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 02c	trychtýř – přerušovač sání	50	250 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 02d	trychtýř – přerušovač sání	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 03a	trychtýř – trychtýř	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 03b	trychtýř – trychtýř	50	250 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 03c	trychtýř – trychtýř	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 03d	trychtýř – trychtýř	30	350 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 03e	trychtýř – trychtýř	30	500 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 04a	trychtýř – volný konec	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 04b	trychtýř – volný konec	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 04c	trychtýř – volný konec	30	400 cm	ano	V	ZP tř. I

Tabulka pro CH30:

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 050 - 11a	trychtýř – volný konec	50	250 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 11b	trychtýř – volný konec	50	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 11c	trychtýř – volný konec	30	350 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 11d	trychtýř – volný konec	30	400 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 11e	trychtýř – volný konec	30	500 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 12a	trychtýř – přerušovač sání	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 12b	trychtýř – přerušovač sání	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13a	trychtýř – trychtýř	30	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13b	trychtýř – trychtýř	30	250 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13c	trychtýř – trychtýř	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13d	trychtýř – trychtýř	30	350 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13e	trychtýř – trychtýř	30	400 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13f	trychtýř – trychtýř	30	500 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 13g	trychtýř – trychtýř	20	600 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 14a	přerušovač sání – volný k.	50	150 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 14b	přerušovač sání – volný k.	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 14c	přerušovač sání – volný k.	30	400 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 15a	volný – volný	50	200 cm	ano	V	ZP tř. I
PL - 050 - 15b	volný – volný	30	300 cm	ano	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 050

PL - 051: Pasteurovy pipety



Pasteurovy pipety se používají zejména v biochemických, chemických a mikrobiologických laboratořích pro kapaliny do teploty 70 °C. Nelze je použít pro oxidující chemikálie. Všechny typy pipet jsou vyrobeny z čirého LDPE, je možné je též dodat v jiné barvě dle přání zákazníka.

Standardní provedení **sterilních pipet** – sterilizace ethylenoxidem v balení po 1 ks, 5 ks, 10 ks či 20 ks.

V případě zájmu je možné dodat i pipety sterilizované radiační sterilizací.

Tabulka rozměrů

PL - 051: Pasteurovy pipety

Tabulka pro „Pasterovy pipety“

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 051 - 01	bez stupnice, junior	1000	0,25 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 02	bez stup., dlouhá mikrošp.	400	1,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 03	stupnice do 0,5 ml, mini	1000	1,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 04	2 baňky, bez stupnice	500	1,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 05a	bez stupnice, mikrošpička	500	2,5 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 05b	bez stupnice, mikrošpička	1, 5, 10, 20	2,5 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 06a	stupnice do 1,0 ml	500	2,5 ml	ne	V	není ZP
PL - 052 - 06b	stupnice do 1,0 ml	1, 5, 10, 20	2,5 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 07	stupnice do 2,0 ml	500	3,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 08a	stupnice do 2,5 ml	500	4,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 08b	stupnice do 2,5 ml	1, 5, 10, 20	4,0 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 09a	stupnice do 3,0 ml	500	4,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 09b	stupnice do 3,0 ml	1, 5, 10, 20	4,0 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 10a	bez stupnice	500	4,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 10b	bez stupnice	1, 5, 10, 20	4,0 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 11a	bez stupnice, mikrošpička	500	4,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 11b	bez stupnice, mikrošpička	1, 5, 10, 20	4,0 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 12a	stupnice do 1,0 ml	500	4,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 12b	stupnice do 1,0 ml	1, 5, 10, 20	4,0 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 13a	stupnice do 1,0 ml	500	4,5 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 13b	stupnice do 1,0 ml	1, 5, 10, 20	4,5 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 14a	bez stupnice	400	6,5 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 14b	bez stupnice	1, 5, 10, 20	6,5 ml	ano	V	není ZP
PL - 051 - 15	bez stupnice	250	15,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 16	extra dlouhá	100	15,0 ml	ne	V	není ZP
PL - 051 - 17	dávkuje 100 µm	100	x	ne	V	není ZP
PL - 051 - 18	stupnice do 1,5 ml	5	4,0 ml	ano	V	není ZP

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 051

PL - 052: Transfúzní soupravy



Transfúzní soupravy slouží k terapeutickému převodu konzervované krve, základních složek krve, krevních náhrad apod. z lahví nebo vaků do žíly pacienta.

Transfúzní souprava pro krevní vaky je určena k převodu plné krve z krevního vaku do žíly pacienta.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 052 - 01	TS-203 = krevní filtr 350 µm	200	hadička 3,0 / 4,2 mm, délka 1,5 m	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 052 - 02	TS-204 = krevní filtr 200 µm	200	hadička 3,0 / 4,2 mm, délka 1,5 m	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 052 - 03	TSV-221 Transfúzní souprava pro krevní vaky, krevní filtr o pórovitosti 200 µm	150	hadička 3,0 / 4,2 mm, délka 1,5 m	ano	V	ZP tř. IIa / MDR

Návrat do:
kategorie

INFUZE / TRANSFUZE

PL - 053: Chladivý gel na popáleniny



Chladivý gel je prostředek první pomoci při termických popáleninách, to znamená, že je využitelný všude tam, kde existuje reálné riziko popálení, např. přímým ohněm, horkou tekutinou, párou, hořícím kovem, zásahem elektrického proudu, případně výbuchem apod. Použitelný pro profesionály i pro laiky.

Po nanesení na postižené místo zajišťuje rychlou úlevu, zabraňuje dalšímu rozvoji popáleniny, chladí a zklidňuje, napomáhá předcházet infekci rány. Gel obsahuje kyselinu hyaluronovou.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
052 - 01	lahev	1	80 ml	ne	D	ZP tř. IIb / MDR
052 - 02	lahev	1	120 ml	ne	D	ZP tř. IIb / MDR
052 - 03	lahev s dávkovačem	1	240 ml	ne	D	ZP tř. IIb / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OŠETŘENÍ POPÁLENÍ

PL - 054: Bazének na mytí hlavy



Je určen k použití přímo na lůžku.

Je opatřen odtokovým rukávem a umožňuje tak umytí hlavy bez namokření povlečení a oděvu pacienta.

Jeho další výhodou je snadná skladovatelnost a omyvatelnost.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 054 - 01	bazének na mytí hlavy	1	Ø 60 cm, hmotnost cca 315 g	ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

DOMÁCÍ PÉČE

PL - 055: Nafukovací koupací vana



Nafukovací koupací vana umožňuje pohodlné a bezpečné provedení koupele imobilního pacienta na lůžku. Velmi snadné použití a připojení na ruční sprchu urychluje a zefektivňuje každodenní hygienu. Vana je opatřena vypouštěcím ventilem. Celková koncepce vyžaduje účast pouze jedné ošetřující osoby.

Součástí vany je také nafukovací klínový polštář pod hlavu. Produkt je možné využít v nemocnicích, zařízeních sociální péče, v terénních službách apod.

Příslušenství: sprcha na zdroj vody, sprcha závěsná, šlapací vzduchová hustilka

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 055 - 01	nafukovací koupací vana	1	vnější: 185 x 85 x 20 cm, hmotnost 1,5 kg	ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

DOMÁCÍ PÉČE

PL - 056: Absorpční podložky opakovaně použitelné



Opakovaně použitelné absorpční podložky jsou ve 4 a 5 vrstevém provedení. První vrstva vyrobená z vysoce technických přízí, která velmi rychle (a to během několika minut) odvádí nežádoucí tekutinu do spodních vrstev. Tam je následně kapalina uzamčena, čímž je zabráněno pronikání do matrace. Vrchní vrstva z mikro polyesteru zajišťuje měkký a jemný dotek s pokožkou. Prodyšné PU membrány a plně laminované vrstvy zabráňují dekubitům a proleženinám.

Podložky jsou určeny pro středně těžkou inkontinenci – **4 vrstvé** (v tabulce varianta **a**) a těžkou inkontinenci – **5vrstvé** (v tabulce varianta **b**).

Provedení ve dvou variantách: **zelená/modrá**

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 056 - 01a	absorp. podložka lemovaná, z/m		85 x 100 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 01b	absorp. podložka lemovaná, z/m		85 x 100 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 02a	absorp. podložka lemovaná se záložkou, z/m		85 x 100 cm + 2 x 40 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 02b	absorp. podložka lemovaná se záložkou, z/m		85 x 100 cm + 2 x 40 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 03a	absorp. podložka lemovaná se záložkou a madly, z/m		85 x 100 cm + 2 x 30 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 03b	absorp. podložka lemovaná se záložkou a madly, z/m		85 x 100 cm + 2 x 30 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 04a	absorp. podložka lemovaná se záložkou a madly celopodšíťá, z/m		85 x 100 cm + 2 x 30 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 056 - 04b	absorp. podložka lemovaná se záložkou a madly celopodšíťá, z/m		85 x 100 cm + 2 x 30 cm	ne	V	ZP tř.

Návrat do:
kategorie

HYGIENA

PL - 057: Porodnické vložky



Porodnické vložky mají povrch z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie, která poskytuje příjemný pocit při nošení. Drážky na povrchu pomáhají rozvodu a odvodu tekutiny do savého jádra, které je tvořeno drcenou celulózou. Vložky jsou vhodné pro rodičky v době šestinedělí a pro ženy při silné menstruaci. Vložky je možné sterilizovat.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 057 - 01	porodnické vložky	20	7 x 25 cm	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PL - 058: Sonogel



Sonogel – vodivý pomocný gel pro sonografii. Zdravotnický prostředek, který slouží k zajištění lepšího kontaktu a podmínek vyzařování a přijímání ultrazvukových vln, které procházejí přes kůži během ultrazvukového vyšetření.


Taktéž pomáhá k lepší mobilitě sondy po kůži. Jedná se o prostředek k jednorázovému použití. Nedráždí pokožku.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 058 - 01	lahev	1	250 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 058 - 02	lahev	1	500 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

VYŠETŘOVACÍ GELY


PL - 059: Plastové prodlužovací hadičky



GAMAPLUS
1,8x450 LL



GAMAPLUS
1,8x1800 LL



GAMAPLUS
1,8x450 UNI

Jednorázový zdravotnický prostředek určený k prodloužení nebo propojení jedné nebo dvou infúzních nebo transfúzních souprav s intravenózní jehlou.

Připojovací konce se závitem Male Luer Lock a Female Luer Lock (LLK: připojovací konec Female Luer Lock je vybaven křídélky pro snadnější dotažení a uvolnění spoje)

Oba připojovací konce jsou chráněny kryty pro udržení sterility.

Závitové provedení připojovacích kuželů zajišťuje pevný a těsný spoj při pohybu pacienta.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 059 - 01	GAMAPLUS 1,8 x 450 LL	40	1,9 / 2,9 mm, d = 450 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 02	GAMAPLUS 1,8 x 1500 LL	20	1,9 / 2,9 mm, d = 1500 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 03	GAMAPLUS 1,8 x 1800 LL	20	1,9 / 2,9 mm, d = 1800 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 04	GAMAPLUS 1,8 x 450 UNIV	40	1,9 / 2,9 mm, d = 450 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 05	GAMAPLUS 1,8 x 1800 UNIV	20	1,9 / 2,9 mm, d = 1800 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 06	GAMAPLUS 3,0 x 150 LL	30	3,0 / 4,2 mm, d = 150 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 07	GAMAPLUS 3,0 x 300 LL	30	3,0 / 4,2 mm, d = 300 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 08	GAMAPLUS 3,0 x 2500 LL	1	3,0 / 4,2 mm, d = 2500 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 09	GAMAPLUS 3,0 x 3500 LL	1	3,0 / 4,2 mm, d = 3500 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR
PL - 059 - 10	GAMAPLUS 3,0 x 150 YLL	30	3,0 / 4 mm, d = 150 mm	ano	V	ZP tř. IIa / MDR

**Návrat do:
kategorie**

INFUZE / TRANSFUZE

PL - 060: Tamponádní pletené obinadlo



Tamponádní pletené obinadlo pro široké použití ve zdravotní péči. Kvalitní viskózová stříž dodává obinadlům potřebnou jemnost, savost a prodyšnost. Jsou pletena v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 060 - 01	tamponádní obinadlo	100	1 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I
PL - 060 - 02	tamponádní obinadlo	50	2 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I
PL - 060 - 03	tamponádní obinadlo	50	3 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I
PL - 060 - 04	tamponádní obinadlo	10	4 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 061: Trojcípý šátek



Trojcípý šátek je vyroben z úpletu 100% viskózové stříže, nebo druhá varianta z netkaného textilu (polypropylen spunbond). Zajišťuje pevnost a prodyšnost při nošení.

Šátky jsou jednotlivě baleny do folie, nebo do uzavíratelného sáčku a okamžitě použitelné k předlékařské první pomoci i ambulantní péči. Je vhodný i do lékárníček.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 061 - 01	pletený trojcípý šátek	50	85 x 85 x 125 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 061 - 02	pletený trojcípý šátek	50	90 x 90 x 140 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 061 - 03	trojcípý šátek z NT	60	96 x 96 x 143 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 061 - 04	trojcípý šátek	1	85 x 85 x 125 cm	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

TRAUMATOLOGIE

ZÁCHRANÁŘI

PL - 062: Hadicová obinadla (prubany)



Síťové hadicové obinadlo s vysokou podélnou a příčnou pružností. Délka 20m.

Dokonale se tvaruje podle těla, je jemné a prodyšné, se širokým spektrem použití. Používá se pro podvleky i návleky sádrových a zinkoklihových obinadel, případně jako fixační obvaz krytí ran.



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 062 - 01	1 prst	120	velikost 0	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 02	2 prsty, zápěstí	80	velikost 1	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 03	paže, 3 prsty	70	velikost 2	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 04	chodidlo, holeň, loket	60	velikost 3	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 05	paže, noha, loket	40	velikost 4	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 06	rameno, hlava, podpaží	40	velikost 5	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 07	hlava, rameno, stehno	20	velikost 6	ne	V	ZP tř. I
PL - 062 - 08	trup, záda, břicho	20	velikost 7	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 063: Obinadlo škrtící se sponou



Pryžové škrtící obinadlo k zastavení masivního tepenného krvácení. Použití: v krajním případě, kdy nelze použít jiný způsob a to v těchto situacích: masivní krvácení z pažní či stehenní tepny, úrazová amputace, prosakuje-li 3. vrstva tlakového obvazu, otevřená zlomenina s masivním krvácením, zaklíněné cizí těleso v ráně s masivním krvácením.

Tlakový obvaz škrtící se sponou - škrtidlo s přezkou je vhodné při odběrech krve. Nespornou výhodou tohoto škrtidla je snadná manipulace s ním a jeho rychlé rozepnutí a uvolnění.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 063 - 01	obinadlo škrtící	1	60 x 1250 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 063 - 02	tlakový obvaz škrtící se sponou	1	Délka 50 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

ZÁCHRANÁŘI

TRANSFÚZNÍ PRACOVISTĚ

PL – 064: Multifunkční ubrousky



Víceúčelové ubrousky z netkaného textilu.

Jsou vyrobeny z přírodního materiálu – 100 % viskózy bez chemických látek. Vynikají svou měkčostí, savostí a odolností za sucha i mokra.

Lze je použít na tělo a pokožku, rovněž tak na povrchy a k úklidu. Díky svému složení jde o ekologicky odbouratelný výrobek, který nezatěžuje životní prostředí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 064 - 01	ubrousky	10	21 x 24 cm	ne	V	hygiena / kosmetika
PL - 064 - 02	ubrousky	100	21 x 24 cm	ne	V	hygiena / kosmetika

**Návrat do:
kategorie**

HYGIENA

PL - 065: Urinální sáček s křížovou výpustí



Sáčky urinální jsou určeny k vícenásobnému jímání moči u pacientů se zavedeným katetrem (cévkou). Tento zdravotnický prostředek pomáhá výrazně zlepšit kvalitu života pacienta a zabránit zdravotním problémům, které inkontinenci moči provázejí. Urinální sáček splňuje potřebné požadavky určené k plynulému odnímání moči pacientovi a zároveň chrání nejen matraci, ale především udržuje u pacienta zdravější kůži. Zabráňuje vzniku infekce. Hadička, která je zakončena připojovacím kuzelem s krytem, se napojí na katetr (cévku). Sáček se průběžně kontroluje a při naplnění se vyprázdňuje pomocí výpustě. Použití je vícenásobné.


Dostupná je také varianta s páskem.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 065 - 01	sáček s křížovou výpustí	10	2000 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 065 - 02	sáček s křížovou výpustí a páskem	10	2000 ml	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

UROLOGIE

PL - 066: Cévky močové (katetry)



Cévka močová – Nelaton - urologický katetr Nelaton je určen k zavedení do močového měchýře močovou trubicí pro potřeby cévkování pacientů. Je určen k vyprazdňování močového měchýře, k aplikaci léků do močového měchýře, k výplachu močového měchýře či jiným urologickým indikacím.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 066 - 01	cévka močová – Nelaton mužský	100	CH14 400 mm	ano	D	ZP tř. IIa / MDD
PL - 066 - 02	cévka močová – Nelaton mužský	100	CH12 400 mm	ano	D	ZP tř. IIa / MDD
PL - 066 - 03	cévka močová – Nelaton ženský	100	CH14 210 mm	ano	D	ZP tř. IIa / MDD
PL - 066 - 04	cévka močová – Nelaton ženský	100	CH12 210 mm	ano	D	ZP tř. IIa / MDD

Návrat do:
kategorie

UROLOGIE

PL - 067: Materiál pro sádrování



Polstrovací obvaz pod sádru

Polstrovací obvaz ze syntetické vaty (nesavý kadeřavý polyester) jako měkká mezivrstva bránící otlakům pod tuhým, sádrovým obvazem. Je měkký, příjemný na dotek, s mírnou elasticitou v podélném i příčném směru

Tloušťka vrstvy 1,5 – 2 mm

Porézní sádrové obinadlo

Na textilním nosiči je pevně nanášena vrstva přírodní sádry. Obvaz vyžaduje krátkou dobu namočení a doba tvrdnutí cca 8 min. Obvaz je vyráběn v šíři 6–20 cm navinutý do role o délce 3 m.

Použití: Sádrový rychloobvaz Ortho-Fix je určen k pevné fixaci končetin při lékařských výkonech.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 067 - 01	polstrovací obvaz pod sádru	6	15 cm x 3 m	ne	V	ZP tř. I
PL - 067 - 02	porézní sádrové obinadlo	1	6–20 cm x 3 m	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

FIXACE KOSTÍ

PL - 068: Desinfekční čtverečky



Dezinfekční polštářek tvoří tampon z bílého netkaného textilu 30 x 60 mm.
Tampon je nasycen 70 % izopropylal-koholem a používá se k dezinfekci před vpichem

Baleno v krabičce po 100 ks.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 068 - 01	dezinfekční čtverečky	100	30 x 60 mm	ano	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

DOMÁCÍ PÉČE

HYGIENA

PL - 069: Jednorázové vyšetřovací rukavice



Důležitou funkcí vyšetřovacích rukavic je ochrana před nebezpečnými látkami a směsmi (např. drogy, cytostatika, koncentráty a roztoky dezinfekčních prostředků), stejně tak jako ochrana před bakteriemi a viry.

Umožňují pohyb v plném rozsahu a zajišťují **maximální citlivost v oblasti prstů**.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 069 - 02	latexové s pudrem	100	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I
PL - 069 - 03	latexové bez pudru	100	S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I
PL - 069 - 04	nitrilové bez pudru	100	XS, S, M, L, XL	ne	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

HYGIENA

PL - 070: Absorpční podložky jednorázové



Absorpční podložky nepropustné se savým jádrem z drcené celulózy, s přidavkem absorpčního polymeru a povrchem z netkaného textilu, kryté z jedné strany nepropustnou folií. Jsou vyráběny ve čtyřech velikostech, určený počet kusů je zabalen v PE obalu. Zdravotnické podložky se využívají pro podložení inkontinentních pacientů na lůžku a jiné podobné účely ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 070 - 01	absorpční podložky	25	60 cm x 40 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 070 - 02	absorpční podložky	25	60 cm x 60 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 070 - 03	absorpční podložky	25	60 cm x 90 cm	ne	V	ZP tř. I
PL - 070 - 04	absorpční podložky	25	70 cm x 180 cm	ne	V	ZP tř. I

**Návrat do:
kategorie**

HYGIENA

PL - 071: Lubrikační gel s lidokainem



Sterilní ve vodě rozpustný gel používaný k lubrikaci uretrálních katetrů a jiných zdravotnických prostředků při uretrální aplikaci jako katetrizace, endoskopie a cystoskopie. Mimo to jej lze používat jako lubrikační gel při aplikacích v oblasti konečníku a střev.

Lubrikační efekt gelu s lidokainem **pomáhá při prevenci poranění sliznice** močové trubice katétrelem nebo zdravotnickým prostředkem. Pacient je uvolněný a iatrogenní poranění v důsledku křečovitosti nebo neklidu jsou minimalizovány. Dále svými antiseptickými vlastnostmi snižuje riziko infekce a účinkem lokálního anestetika umožňuje bezbolestný zákrok.

Lidokain-hydrochlorid je **lokální anestetikum k zamezení bolesti** při zavádění katétru nebo zdravotnického prostředku.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 071 - 01	lubrikační gel	25	6 ml	ano	V	ZP tř. III
PL - 071 - 02	lubrikační gel	25	11 ml	ano	V	ZP tř. III

Návrat do:
kategorie

VYŠETŘOVACÍ GELY

PL - 072: Nanoroušky



Jednorázové roušky:

Zdravotnická obličejová maska, typ IIR pro jednorázové použití. Vyznačuje se vysokou prodyšností, která umožňuje snadné dýchání. – zachytí 99,9 % virů a bakterií, výdrž až 12 hodin.

Filtrační vrstva z nano vláken představuje mechanickou bariéru proti průniku virů, bakterií a drobných pevných částic. Její filtrační funkce je stabilnější a déletrvající, oproti běžným zdravotnickým rouškám.

Masky mají silné elastické gumičky, které nezanechávají otlaky i při dlouhodobém nošení.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 072 - 01	jednorázová rouška	50	17,9 x 9,5 cm (ve složeném stavu)	ne	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

HYGIENA

PL - 074: Náplasti s chitosanem



Náplasti s funkční nanovláknennou vrstvou z chitosanu.

Náplasti jsou určeny k humánnímu použití u pacientů s normální a citlivou pokožkou k primárnímu krytí menších a malých ran. Náplasti zajišťují rychlé a bezpečné zakrytí ran.

Produkt je vyroben v těchto technických provedeních (varianty krycí vrstvy) – **textil**, **PE folie s potiskem**, **PU film**.

Náplasti jsou vyráběny ve stripech po 5 ks. Všechny varianty technického provedení produktu jsou vyráběny v těchto velikostech:

- 19 x 72 mm
- 38 x 72 mm
- 29 x 56 mm

Náplasti využívají princip vlhkého hojení – chitosanová vrstva vytváří gel při kontaktu s tekutinami, tj. vznik vlhkého prostředí, které novým epidermálním buňkám umožňuje snadnější migraci po povrchu rány. Benefitem pro pacienta je rychlejší hojení rány, delší interval mezi jednotlivými převazy, prevence vzniku strupů, omezení bolestivosti. Gelující vrstva zabraňuje přischnutí polštářku k ráně a tím brání traumatizaci rán při odstranění náplasti.

Náplasti poskytují dokonalou ochranu ran – extrémně jemná nanovláknenná struktura funguje jako ochranný filtr proti potenciální mikrobiální kontaminaci rány z vnějšího prostředí.

Přirozený antimikrobiální efekt chitosanu rovněž napomáhá prevenci možné mikrobiální nákazy z okolí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 074 - 01	krabička textilních náplastí	15 ks	dle specifikace	ne	V	ZP tř. I
PL - 074 - 02	krabička PU voděodolných náplastí	15 ks	dle specifikace	ne	V	ZP tř. I
PL - 074 - 03	krabička PE dětských náplastí s potiskem	15 ks	dle specifikace	ne	V	ZP tř. I

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 075: Fixátory



- jednorázové i vícenásobně použitelné externí fixátory, sterilní sety pro fixaci poškozených kostí
- rychlé řešení tříštivých a infikovaných zlomenin
- zevní fixátory pro dlouhé kosti, pánev i kosti ruky

Jedná se o standardní a dětskou verzi unilaterálního fixátoru modulárního typu (model UNI-FIX), o stavebnicový systém, umožňující rámové konstrukce (model PH-FIX) a systém pro fixaci menších kostí ruky (model MP-FIX).

Převládajícími materiály fixátorů jsou slitiny hliníku a titanu.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 075 - 01	UNI-FIX		stand. / dět. verze	ne / ano	V	ZP tř. I / IIb
PL - 075 - 02	PH-FIX rámové konstrukce		stavebnicový systém	ne / ano	V	ZP tř. I / IIb
PL - 075 - 03	MP-FIX (fixace menších kostí ruky)			ne / ano	V	ZP tř. I / IIb

**Návrat do:
kategorie**

FIXACE KOSTÍ

PL - 076: Oční kompres oválný



Oční kompres oválný je velice měkký a prodyšný kompres, který se používá k ošetření a ochraně očí po lékařském zákroku.


Nutné fixovat sekundárním krytím, např. adhezivní páskou nebo tubulárním síťovým obvazem.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 077 - 01	oční kompres		5 x 7 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OPTALMOLOGIE

PL - 077: Hemostatikum



Jedná se o hemostatikum na bázi oxidované celulózy, které je určeno ke kontrole vnitřního krvácení při nejrozličnějších chirurgických zákrocích, včetně minimálně invazivní chirurgie.

Hemostázy je dosaženo přibližně za 1,5 minuty, produkt je organismem velmi dobře přijímán a vstřebává se ve většině případů do 14 dní.

- biokompatibilní, biodegradabilní materiál
- antimikrobiální účinky proti celé řadě patogenních mikroorganismů
- přírodní vstupní surovina
- dvojité sterilní balení

OKCEL® H-T je originální textilní forma oxidované celulózy ke kontrole kapilárního, malého žilního a malého arteriálního difúzního krvácení.

OKCEL® H-D je oxidovaná celulóza v textilní formě s vyšší nasákavostí k zástavě intenzivnějšího krvácení.

OKCEL® F je oxidovaná celulóza ve formě vaty, určená ke kontrole krvácení v nepravidelně tvarovaných či hůře dostupných místech.

OKCEL® S je netkaná zpevněná vláknitá verze se sníženou hmotností a zvýšenou pevností, vhodná pro endoskopické použití

Tabulka forem a rozměrů

Návrat do:
kategorie

CHIRURGIE

KARDIOLOGIE

PL - 077: OKCEL® – hemostatikum

Tabulka pro „OKCEL® – hemostatikum“

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 077 - 01b	Okcel® H-T 151	40	1,5 x 1,5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 01c	Okcel® H-T 501	15	5 x 1,25 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 01d	Okcel® H-T 507	15	5 x 7 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 01e	Okcel® H-T 510	15	7 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 01f	Okcel® H-T 535	10	5 x 35 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 01g	Okcel® H-T 540	10	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 02a	Okcel® H-D 202	15	2,5 x 2,5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 02b	Okcel® H-D 209	15	2,5 x 9 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 02c	Okcel® H-D 575	10	5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 02d	Okcel® H-D 710	10	7 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 02e	Okcel® H-D 1420	10	14 x 20 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 03a	Okcel® F 205	10	2,5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 03b	Okcel® F 575	10	5 x 7,5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 03c	Okcel® F 510	10	5 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 03d	Okcel® F 1010	10	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 03e	Okcel® F 1020	10	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 057 - 04a	Okcel® S 205	10	2,5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 057 - 04b	Okcel® S 505	10	5 x 5 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 04c	Okcel® S 510	10	5 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III
PL - 077 - 04d	Okcel® S 1010	10	10 x 10 cm	ano	V	ZP tř. III

Návrat do:
kategorie

Návrat do:
PL - 077

PL - 078: Plynotěsný ochranný oblek

Jednodílný plynotěsný ochranný oblek EBO-10 s přívodem filtrovaného vzduchu umožňuje uživateli vstoupit do prostředí, v němž je riziko výskytu vysoce nebezpečných látek biologického nebo chemického původu.

Součástí obleku je filtro-ventilační jednotka, která aktivně přivádí čerstvý filtrovaný vzduch do interiéru obleku - režim přetlaku. Tělo filtro-ventilační jednotky je uloženo v interiéru, ve styku s vnějším prostředím jsou pouze našroubované filtry.

Souprava obsahuje:

- Protichemický a biologický přetlakový oblek
- FVU CleanAir Chemical 2F Plus
- Protichemické rukavice, 1 pár
- Holínky, 1 pár

Vlastnosti:

- ochrana uživatele je zabezpečena vnitřním přetlakem
- filtračně-ventilační jednotka je vybavena čtyřmi stupni regulace objemového průtoku vzduchu – 160, 185, 210, 235 dm³/min.
- akumulátor zaručuje provozní dobu až 6 hodin
- kvalita filtrovaného vzduchu je zabezpečena příslušnými filtry umístěnými vně obleku
- optimální hodnota vnitřního přetlaku je zabezpečena jednocestnými přetlakovými ventily
- velkoplošný zorník
- speciální hermetické zdrhovadlo
- veškeré švy jsou přetěsněny elastomerní směsí
- materiál: butylkaučuk



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 078 - 01	plynotěsný ochranný oblek zelený EBO-10, kategorie III, typ B	1		ne	V	
PL - 078 - 02	plynotěsný ochranný oblek červený EBO-10, kategorie III, typ B	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 079: Ochranná souprava Basic



Obsahuje ochranný biologický oblek, poskytující optimální ochranu proti prachu, pevným částicím, aerosolu a biologickým látkám v úrovni kategorie III.

Souprava obsahuje:

• ochranný oblek • respirátor FFP3 • ochranné brýle • rukavice • holínky • transportní taška

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 079 - 01	ESP10 – ochranná souprava basic	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 080: Ochranná souprava Optimal



Obsahuje ochranný biologický oblek, poskytující optimální ochranu proti nebezpečným látkám a riziku kontaminace v úrovni kategorie III.

Souprava obsahuje:

• ochranný oblek • přetlaková kukla • rukavice • holínky • transportní taška

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 080 - 01	MP 10 – ochranná souprava Optimal	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 081: Souprava ochranného oděvu kat. III



Komplexní soupravy ochranných oděvů nabízí tři stupně osobní ochrany před nebezpečnými látkami chemického a biologického původu, přičemž je použití vždy limitováno úrovní chemické toxicity a podmínkami expozice.

Základní komponentou všech souprav je ochranný oděv, který je klasifikován do kategorie III (odolnost proti kapalinám pod tlakem a ochrana proti biologickým agens).

Soupravy dále obsahují komponenty nezbytné pro ochranu všech částí těla, komponenty usnadňující oblékání a vysvlékání a pytle pro uložení kontaminovaných částí oděvů.

Soupravy jsou rozděleny podle způsobu ochrany respiračního ústrojí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 081 - 01	souprava ochran. oděvu EOBO 20 (kategorie III)	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 082: Ochranná kukla



Přetlaková ochranná kukla s přívodem filtrovaného vzduchu chrání hlavu uživatele při vstupu do prostředí s biologickými nebo chemickými činiteli.

Nedílnou součástí kukly je filtro-ventilační jednotka, jejíž činností je uvnitř kukly vytvářen režim přetlaku. Díky tomu je zajištěn vysoký stupeň ochrany a komfortu pro uživatele. Filtro-ventilační jednotka je umístěna na opasku uživatele.

Vlastnosti:

- ochranu uživateli zabezpečuje vnitřní přetlak
- filtračně-ventilační jednotka dodává dostatečné množství filtrovaného vzduchu (120 dm³/min.)
- akumulátor zaručuje min. provozní dobu 4 hodiny
- kvalita filtrovaného vzduchu je zabezpečena filtry třídy P3
- nosnou míru vnitřního přetlaku zabezpečuje jednocestný přetlakový ventil
- velkoplošný zorník
- hlavový kříž poskytuje vysoký stupeň pohodlí
- těsnost výrobku je zabezpečena přelepenými švy
- progresivní design
- materiál: butylkaučuk

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 082 - 01	ochranná kukla EOK-10	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 083: Ochranná souprava Profi



Obsahuje ochranný biologický oblek, poskytující optimální ochranu před nebezpečnými látkami, jemnými i pevnými škodlivými částicemi a poskytuje vysokou bariéru pro viry a bakterie.

Souprava obsahuje:

- ochranný oblek
- přetlaková kukla
- rukavice
- holínky
- transportní taška

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 083 - 01	EPP 10 ochranná souprava Profi	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 084: Vakuové dlahy na horní končetinu



Vakuová dlaha na horní končetinu
– dětská

Konstrukce je uzpůsobena pro perfektní fixaci horní končetiny a komfort pacienta. Dlaha na ruku se přizpůsobuje anatomickým proporcím pacienta. Kvalitní provedení zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním používání. Umožňuje okamžité použití v terénu.

- materiály propustné pro RTG záření
- omyvatelné, dezinfikovatelné

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 084 - 01	vak.dlaha na horní končetinu pro dospělé – hmotnost 500 g	1	67 x 34 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 084 - 02	vak.dlaha na horní končetinu pro děti – hmotnost 400 g	1	54 x 32 cm	ne	V	ZP tř.

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 085: Vakuové dlahy na dolní končetinu



Konstrukce je uzpůsobena pro perfektní fixaci dolní končetiny a komfort pacienta. Dlahy se přizpůsobují anatomickým proporcím pacienta. Kvalitní provedení zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním používání. Umožňuje okamžité použití v terénu.

- materiály propustné pro RTG záření
- omyvatelné, dezinfikovatelné

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 085 - 01	vak. dlahy na dolní končetinu pro dospělé – hmotnost 1500 g	1	100 x 68 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 085 - 02	Vak. dlahy na dolní končetinu pro děti – hmotnost 1000 g	1	73 x 54 cm	ne	V	ZP tř.
PL - 085 - 03	vak. dlahy na dolní končetinu, s opěrkou chodidla – hmotnost 1900 g	1	130 x 68 cm	ne	V	ZP tř.

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 086: Příslušenství k vakuovým dlahám



Evakuační pumpa
– ruční malá



Taška umožňující pohodlný
přenos vakuových dlah
a příslušenství.



Batoh umožňující pohodlný přenos
vakuových dlah a příslušenství.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 086 - 01	evakuační pumpa	1		ne	V	
PL - 086 - 02	taška na vakuové dlahy	1		ne	V	
PL - 086 - 03	batoh na vakuové dlahy	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 087: Sada vakuových dlah s taškou/batohem

S taškou



S batohem



Sada dlah obsahuje kompletní výbavu vakuových dlah pro horní a dolní končetiny, včetně příslušenství.

- dlaha na horní končetinu
- dlaha na dolní končetinu
- evakuační vakuová pumpa ruční – malá
- opravná sada s náhradním ventilem
- taška/batoh na sadu dlah

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 087 - 01	sada vaku. dlah s taškou	1		ne	V	
PL - 087 - 02	sada vaku. dlah s batohem	1		ne	V	

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 090: AB Kompresy



Absorpční kompresy s vysokou savostí s jádrem z drcené celulózy a povrchem z netkaného textilu o rozměrech 10 x 10 cm až 20 x 40 cm. Modrá vrstva indikuje vnější stranu krytí. Kompresy s vysokou savostí jsou určeny ke krytí silně mokvajících ran a k ošetření po lékařských výkonech.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 090 - 01	AB kompres	50	10 cm x 10 cm	ne		ZP tř. I / MDR
PL - 090 - 02	AB kompres	50	10 cm x 20 cm	ne		ZP tř. I / MDR
PL - 090 - 03	AB kompres	50	15 cm x 25 cm	ne		ZP tř. I / MDR
PL - 090 - 04	AB kompres	50	20 cm x 20 cm	ne		ZP tř. I / MDR
PL - 090 - 05	AB kompres	30	20 cm x 40 cm	ne		ZP tř. I / MDR
PL - 090 - 06	AB kompres – ster.	á 1 ks / 100	10 cm x 10 cm	ano		ZP tř. Is / MDR
PL - 090 - 07	AB kompres – ster.	á 1 ks / 100	10 cm x 20 cm	ano		ZP tř. Is / MDR
PL - 090 - 08	AB kompres – ster.	á 1 ks / 140	15 cm x 25 cm	ano		ZP tř. Is / MDR
PL - 090 - 09	AB kompres – ster.	á 1 ks / 120	20 cm x 20 cm	ano		ZP tř. Is / MDR
PL - 090 - 10	AB kompres – ster.	á 1 ks / 70	20 cm x 40 cm	ano		ZP tř. Is / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 091: Stomatologická tamponáda



Stomatologická tamponáda s kyselinou hyaluronovou je určena k mechanické ochraně a hojení traumatizované tkáně po extrakci zubu. Díky přítomnosti oktenidinu působí antisepticky.

Prostředek je ve formě měkkého lyofilizovaného tampónu, který je možné tvarovat dle potřeby. Po styku se slinami přechází do formy gelu, který ránu vyplní a nadále ji mechanicky chrání před další traumatizací. Svým komplexním účinkem zabraňuje vniku nečistot do jamky po extrakci zubu a zajišťuje příznivé prostředí pro hojení rány.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 091 - 01	Stomatologická tamponáda s kyselinou hyaluronovou	6		ano	V	ZP tř. III / MDR

Návrat do:
kategorie

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 092: Tampony stáčené



Tampony stáčené z gázy - tampony stáčené jsou vyrobeny ve tvaru vajíčka z vysoce savé gázy ze 100% bavlny. Hustotou 17 nití/cm čtvereční.

Tampony jsou pevné a umožňují spolehlivé použití.

Účel použití: téměř ve všech zdravotnických oborech, k vysoušení, čištění a ošetření ran, ke stavění krvácení, k desinfekci ran, k odstraňování sekretů či krve při chirurgických výkonech.

Tampon prošíváný předepraný s RTG tkanicí – jedná se o gázu, která je zpracována sešitím do požadovaného tvaru a rozměru v kombinaci s modrým poutkem a vetkanou tkanicí RTG kontrastního materiálu.

Tampon prošíváný je opatřen RTG tkanicí, slouží k bezpečnější orientaci při manipulaci.

Všechny rozměry (dle požadavků zákazníka) jsou vyráběny ve variantě základní nebo s rtg tkanicí.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 092 - 01	Tampon stáčený	5	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 02	Tampon stáčený	10	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 03	Tampon stáčený	30	12 x 12 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 04	Tampon stáčený	100	12 x 12 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 092 - 05	Tampon stáčený	3	15 x 15 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 06	Tampon stáčený	5	15 x 15 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 07	Tampon stáčený	10	15 x 15 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 08	Tampon stáčený	100	15 x 15 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 092 - 09	Tampon stáčený	3	19 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 10	Tampon stáčený	5	19 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 11	Tampon stáčený	10	19 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 12	Tampon stáčený	30	19 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 13	Tampon stáčený	100	19 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 092 - 14	Tampon stáčený	3	30 x 30 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 15	Tampon stáčený	5	30 x 30 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 16	Tampon stáčený	10	30 x 30 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 092 - 17	Tampon stáčený	100	30 x 30 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 093: Buničitá vata



Vata buničitá přírez



Vata buničitá dělená

Vata buničitá přírez je zvlášť měkká a savá, nepráší, s jemnou stejnoměrnou strukturou, příjemná na dotyk, nesterilní.

Vata buničitá dělená – čtverečky jsou vyrobeny z mnohavrstevné (8 vrstvé) bělené vaty navinuté na roli. Vyznačují se vysokou savostí a bělostí. Jsou vhodné pro hygienické a kosmetické účely, k desinfekci kůže před injekcí a infúzemi, pro použití ve stomatologii a při drobných zraněních jako savý tampon.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 093 - 01	Buničitá vata přírez	0,5 kg	15 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 02	Buničitá vata přírez	1 kg	15 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 03	Buničitá vata přírez	5 kg	15 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 04	Buničitá vata přírez	0,5 kg	20 x 30 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 05	Buničitá vata přírez	1 kg	20 x 30 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 06	Buničitá vata přírez	5 kg	20 x 30 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 07	Buničitá vata přírez	4 kg	40 x 60 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 08	Buničitá vata přírez	5 kg	40 x 60 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 09	Vata buničitá dělená	500 ks	40 x 50 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 10	Vata buničitá dělená	2 x 500 ks	40 x 50 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 11	Buničitá vata přírez	5 kg	20 x 20 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 093 - 12	Buničitá vata přírez	2,5 kg	20 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 094: Hotové obvazy



Obvaz hotový č. 2, č. 3 a č. 4, sterilní – obvaz je vyroben z pleteného obinadla, délky 5 m, na kterém je 15 cm od konce umístěn savý polštářek, který je k obvazu přivařen. Obvaz má pevný okraj, který se netřepí.

Obvaz hotový s 1 polštářkem a se 2 polštářky – obvaz je vyroben z pleteného obinadla a jednoho nebo dvou savých polštářků – širší polštářku činí 8 cm a je k obinadlu pevně připevněn. Obvaz má pevný okraj, který se netřepí.

Použití: Obvazy jsou určeny k ochraně a ošetření ran, k zástavě krvácení a k fixaci poranění.

Dle potřeb zákazníka lze vyrobit i v délce 3m nebo 4m.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 094 - 01	Obvaz hotový č.2	1	6 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. I s / MDD
PL - 094 - 02	Obvaz hotový č.3	1	8 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. I s / MDD
PL - 094 - 03	Obvaz hotový č.4	1	10 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. I s / MDD
PL - 094 - 04	Obvaz hotový s 1 polštářkem	1	8 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 094 - 05	Obvaz hotový se 2 polštářky	1	8 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 094 - 06	Obvaz hotový s 1 polštářkem	1	8 cm x 3 m	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 094 - 07	Obvaz hotový se 2 polštářky	1	8 cm x 3 m	ano	V	ZP tř. Is / MDR

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 095: Gáza a gázové přřezy



Gázový přřez nesterilní



Gázový přřez sterilní



Aplikace



Gáza vinutá volně



Gáza vinutá zabalená

Gázový přřez s buničitou vatou sterilní – jedná se o přřezy zhotovené z hydrofilní bělené gázy ze 100% bavlny se založenými okraji, do kterých jsou vloženy pruhy buničité vaty za účelem zvýšení savosti. Buničitá vata je vyrobena ze 100% celulózy a je skládaná ve čtyřech vrstvách.

Gáza vinutá sterilní – jedná se o gázové pruhy zhotovené z hydrofilní bělené gázy se založenými okraji. Gáza je složena na požadovaný rozměr a srolována do rolky. Vyrábí se varianty 4 vrstvá a 8 vrstvá.

Účel použití: téměř ve všech zdravotnických oborech, k ošetření ran, při absorpci výpotků atd.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené produkty vyrábí více výrobců, není seznam variant a rozměrů komplexní.

Možno vyžádat i jiné rozměry a varianty, u nesterilních provedení i různé počty v balení (např. 2000).

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 095 - 01	Gázový přřez s bun. vatou	1	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 02	Gázový přřez s bun. vatou	5	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 03	Gázový přřez s bun. vatou	10	10 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 04	Gázový přřez s bun. vatou	1	20 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 05	Gázový přřez s bun. vatou	5	20 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 06	Gázový přřez s bun. vatou	1	20 x 40 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 07	Gázový přřez s bun. vatou	5	20 x 40 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 08	Gáza vinutá 4 vrstvá	1	4 x 50 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 09	Gáza vinutá 4 vrstvá	1	7 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 10	Gáza vinutá 8 vrstvá	1	7 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 095 - 11	Gáza vinutá 8 vrstvá	1	12 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is / MDD

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 096: Obinadla hydrofilní



Hydrofilní obinadla pletená jsou vyráběna z kvalitní viskóзовé stříže v kombinaci s polyesterem 50% / 50%. Materiálové složení jim dodává potřebnou jemnost, savost a prodyšnost. Jsou pletena v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj.

Dostupná jako sterilní, v balení po 10 a více kusech také nesterilní. Délky 5 m (možno i 4 m a 10 m).

Použití: obvaz je určen k fixaci poranění, ke krytí ran.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené produkty vyrábí více výrobců, není seznam variant a rozměrů komplexní. Možno vyžádat i jiné rozměry a varianty.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 096 - 01	Obinadlo hydrofilní	1	6 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 096 - 02	Obinadlo hydrofilní	1	8 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 096 - 03	Obinadlo hydrofilní	1	10 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 096 - 04	Obinadlo hydrofilní	1	12 cm x 5 m	ano	V	ZP tř. Is / MDD
PL - 096 - 05	Obinadlo hydrofilní	10	6 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 096 - 06	Obinadlo hydrofilní	10	8 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 096 - 07	Obinadlo hydrofilní	10	10 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 096 - 08	Obinadlo hydrofilní	10	12 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 097: Obinadla elastická



Obinadlo elastické fixační, sterilní – je vysoce elastické fixační obinadlo s jemnou pórovitou strukturou, 29% elastické nylonové vlákno a 71% viskóza. Vyznačuje se vysokou prodyšností a příjemným nošením. Spolehlivě sedí, nesklouzává, proto se také hodí k fixacím v oblasti kloubů a oblých částí těla.

Obinadlo univerzální – je elastický obvaz s tažností cca 180%. Je vyroben za použití velkého podílu bavlněných vláken. Vytváří střední kompresi a dobře se přizpůsobuje tvaru končetin. Pro svou trvalou elasticitu se při nošení nevytahuje.

Použití: k ošetření poranění pohybového aparátu, po operacích.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené produkty vyrábí více výrobců, není seznam variant a rozměrů komplexní. Možno vyžádat i jiné rozměry a varianty.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 097 - 01	Obinadlo elastické fixační	1	6 cm x 4 m	ne	V	ZP tř. I / MDD
PL - 097 - 02	Obinadlo elastické fixační	1	8 cm x 4 m	ne	V	ZP tř. I / MDD
PL - 097 - 03	Obinadlo elastické fixační	1	10 cm x 4 m	ne	V	ZP tř. I / MDD
PL - 097 - 04	Obinadlo elastické fixační	1	12 cm x 4 m	ne	V	ZP tř. I / MDD
PL - 097 - 05	Obinadlo universal	1	6 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 06	Obinadlo universal	10	6 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 07	Obinadlo universal	1	8 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 08	Obinadlo universal	10	8 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 09	Obinadlo universal	1	10 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 10	Obinadlo universal	10	10 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 11	Obinadlo universal	1	12 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 12	Obinadlo universal	10	12 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 13	Obinadlo universal	1	15 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 14	Obinadlo universal	10	15 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 15	Obinadlo universal	1	12 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 097 - 16	Obinadlo universal	10	15 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR

Návrat do:
kategorie

OBVAŽOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 098: Cívkové náplasti



Náplasti v návinnu bez polštářku. Slouží k fixaci obvazů, kanyl a podobně. Mají hypoalergenní lepidlo, které nedráždí pokožku.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 098 - 25	cívk. náplast z netkan. textilu	1	1,25 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 03	cívk. náplast z netkan. textilu	24	1,25 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 22	cívk. náplast z netkan. textilu	1	1,25 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 01	cívk. náplast z netkan. textilu	1	2,5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 02	cívk. náplast z netkan. textilu	12	2,5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 04	cívk. náplast z netkan. textilu	12	2,5 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 23	cívk. náplast z netkan. textilu	1	2,5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 26	cívk. náplast z netkan. textilu	1	5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 05	cívk. náplast z netkan. textilu	6	5 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 24	cívk. náplast z netkan. textilu	1	5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 27	cívk. náplast z netkan. textilu	6	5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 09	cívk. náplast z netkan. textilu	1	5 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 10	cívk. náplast z netkan. textilu	1	10 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 11	cívk. náplast z netkan. textilu	1	15 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 12	cívk. náplast z netkan. textilu	1	20 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 06	cívk. náplast z um. hedvábí	24	1,25 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 28	cívk. náplast z um. hedvábí	1	1,25 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 30	cívk. náplast z um. hedvábí	1	2,5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 08	cívk. náplast z um. hedvábí	12	2,5 cm x 9,1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 29	cívk. náplast z um. hedvábí	1	2,5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 31	cívk. náplast z um. hedvábí	1	5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 07	cívk. náplast z um. hedvábí	6	5 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 32	cívk. náplast z um. hedvábí	1	5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 33	cívk. náplast z průhled. folie	1	1,25 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 13	cívk. náplast z průhled. folie	24	1,25 cm x 9,14 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 34	cívk. náplast z průhled. folie	1	1,25 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 38	cívk. náplast z průhled. folie	1	2,5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 14	cívk. náplast z průhled. folie	12	2,5 cm x 9,14 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 35	cívk. náplast z průhled. folie	1	2,5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 39	cívk. náplast z průhled. folie	1	5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 15	cívk. náplast z průhled. folie	6	5 cm x 9,15 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 36	cívk. náplast z průhled. folie	1	5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 16	cívk. náplast textilní	1	1,25 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 19	cívk. náplast textilní	24	1,25 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 17	cívk. náplast textilní	1	2,5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 20	cívk. náplast textilní	12	2,5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 18	cívk. náplast textilní	1	5 cm x 5 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 098 - 21	cívk. náplast textilní	6	5 cm x 9,2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 099: Náplasti s polštářkem



Náplasti jsou určeny k ošetření drobných poranění a po vpichu. Náplasti jsou vysekávány do různých tvarů a velikostí s centrálně umístěnou savou vložkou nebo jsou vyráběny v pásu s průběžnou vložkou. Použitá lepidla jsou hypoalergenní, produkty se liší použitým nosným materiálem, který je z netkaného textilu v bílé nebo tělové barvě nebo ze strečového textilu a omyvatelné varianty jsou z prodyšné fólie. Vysekávané náplasti s centrální vložkou jsou jednotlivě balené v peel papíru.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 099 - 01	voděodolné	300	Ø 24 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 02	voděodolné	200	20 x 70 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 28	voděodolné	200	19 x 72 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 29	voděodolné	10	(4 x) 25 x 72 mm, (4 x) 30 x 40mm, (2 x) 40 x 60mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 30	voděodolné	12	(8 x) 30 x 40 mm, (4 x) 40 x 60 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 33	voděodolné	1	6 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 34	voděodolné	1	8 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 05	voděodolné, hypoalergenní	100	5 x 7 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 06	voděodolné, hypoalergenní	100	7,5 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 07	voděodolné, hypoalergenní	100	10 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 08	voděodolná, hypoalergenní	100	10 x 15 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 09	transpar., voděodol., hypoalerg.	100	5 x 7 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 10	transpar., voděodol., hypoalerg.	100	10 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 11	NT, bílá	20	6 x 2 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 12	NT, bílá	10	8 x 4 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 13	NT, bílá	1	6 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 14	NT, bílá	1	8 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 17	netkaný textil	500	60 x 20 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 21	netkaný textil	1	10 cm x 2 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 22	netkaný textil	1	5 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 23	netkaný textil	1	15 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 24	netkaný textil	1	20 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 25	netkaný textil	1	30 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 27	netkaný textil	8	(6 x) 25 x 72 mm (2 x) 40 x 60 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 31	netkaný textil	1	6 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 32	netkaný textil	1	8 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 15	textilní	1	6 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 16	textilní	1	8 cm x 1 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 03	textilní	10	6 x 10 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 04	textilní	200	20 x 70 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 26	textilní	20	(8 x) 20 x 80 mm, (12 x) 20 x 60 mm	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 18	voděodol. krytí z průhl., prodyš. polyuret. fólie	1	10 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 19	voděodol. krytí z průhl., prodyš. polyuret. fólie	1	15 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 20	voděodol. krytí z průhl., prodyš. polyuret. fólie	1	5 cm x 10 m	ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 099 - 35	Dětské: voděodolné, barevné s obrázky	200	6 x 2 cm	ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 102: Antimikrobiální pěnové krytí



Antimikrobiální pěnové krytí poskytuje vlhké prostředí pro hojení široké škály ran. Krytí obsahuje antimikrobiální látku PHMB, která poskytuje bariéru pronikání bakterií přes krytí.

Antimikrobiální pěnové krytí je indikováno pro použití při léčbě pooperačních ran, dekubitů, diabetických vředů, odřenin, tržných ran, popálenin 1. a 2. stupně dermatologických poruch, jiných ran způsobených traumatem a jako sekundární obvaz nebo krycí obvaz na rány.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 102 - 01	Pěnové krytí	25	5,1 cm x 5,1 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 102 - 02	Pěnové krytí	10	10,2 cm x 10,2 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 102 - 03	Pěnové krytí	10	10,2 cm x 20,3 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 102 - 04	Pěnové krytí	10	15,2 cm x 15,2 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 102 - 05	Pěnové krytí	10	20,3 cm x 20,3 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 103: Antimikrobiální krytí s bismutem



Antimikrobiální krytí s bismutem

- Okluzivní gázový obvaz
- 3% Bismuth Tribromfenát ve speciálním mastném tylu s vazelínou
- Nepřilnavý
- Sterilní

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 103 - 01	Foliové balení – role	6	10,2 cm x 2,7 m	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 103 - 02	Foliové balení – plátek	50	2,5 cm x 20,3 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 103 - 03	Foliové balení – plátek	25	5,1 cm x 5,1 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 103 - 04	Foliové balení – plátek	25	10,2 cm x 10,2 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR
PL - 103 - 05	Foliové balení – skládaný plátek	50	12,7 cm x 22,9 cm	Ano	D	ZP tř. IIb / MDR

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 104: Glukometr



Systém monitorování glykémie (koncentrace glukózy v krvi) umožňuje získat spolehlivé hodnoty měření z kapilární nebo žilní plné krve. Přístroj je určen jak pro profesionální použití ve zdravotnických zařízeních, tak pro použití pacienty s diabetem při samotestování. Glukometr lze používat pro zjišťování hodnot glykémie u osob všech věkových skupin, včetně novorozenců.

Testovací proužky

Testovací proužky k měření glykémie obsahují chemické reagenty. Po vložení testovacího proužku do příslušného portu a aplikaci krevního vzorku se krev automaticky vsákne do testovacího okénka. Při tom je generován transienční elektrický signál, který přístroj detekuje a na jeho základě kalkuluje správnou koncentraci glukózy v krvi. Výsledná hodnota se zobrazí na displeji přístroje.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 104 - 01	glukometr	1	85 x 175 x 85 mm	ne	D	ZP diagnostický in vitro
PL - 104 - 02	Testovací proužky	50	90 x 80 x 55 mm	ne	D	ZP diagnostický in vitro

Návrat do:
kategorie

DIABETOLOGIE

PL - 105: Jehly do inzulinových per



PRO BEZPEČNOU A ŠETRNOU INJEKČNÍ APLIKACI INZULÍNU

Velmi tenká jehla se šikmo broušeným hrotem a s jemným povlakem silikonu usnadňuje skluz jehly a vytváří tak maximální pohodlí. Větší vnitřní průměr jehly zajišťuje optimální průtok inzulinu.

- Jehly o více délkách dle potřeby
- Velmi tenké jehly se silikonovým povlakem zajišťující maximální pohodlí
- Velmi ostrý hrot jehly umožňuje pohodlný vpich
- Barevné značení pro snadné a bezpečné rozlišení jehly podle délky
- Kompatibilní se všemi inzulinovými pery – EN ISO 11608-2:2012

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 105 - 01	Inzulínové jehly (4 mm)	100	130 x 70 x 70	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 105 - 02	Inzulínové jehly (5 mm)	100	120 x 70 x 68	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 105 - 03	Inzulínové jehly (6 mm)	100	130 x 70 x 70	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 105 - 04	Inzulínové jehly (8 mm)	100	120 x 72 x 68	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 105 - 05	Inzulínové jehly (10 mm)	100	130 x 70 x 70	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 105 - 06	Inzulínové jehly (12 mm)	100	130 x 70 x 70	ano	D	ZP tř. IIa

**Návrat do:
kategorie**

DIABETOLOGIE

PL - 106: Kontejner na zdravotnický odpad



Nádoba na použité předměty, jako jsou ostré jehly.
 Odolná proti propíchnutí.
 Ochraňuje neinformované osoby před kontaktem s použitými jehlami.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 106 - 01	kontejner na zdravotnický odpad 700ml	1	100 x 145 x 100 mm	ne	D	Není ZP

**Návrat do:
kategorie**

HYGIENA

PL - 107: Bezpečnostní lancety



Pro snadné a šetrné odebrání krevního vzorku

Sterilní jednorázové bezpečnostní lancety, které jsou určeny pro odběr krevního vzorku kapilární krve. Jsou vybaveny bezpečnostním mechanismem, který slouží před nechtěným poraněním a opakovanému použití jehly.

Lanceta je ukryta v ochranném pouzdře.

Odpovídají evropské směrnici 2010/32 §4, článek 7 a TRBA250.

Ideální pro profesionální účely a osoby s omezenými motorickými schopnostmi a zhoršeným zrakem.

kód	popis varianty	ks v balení	velikost vzorku krve	sterilní	V/D	kategorie
PL - 107 - 01	Jenoráz. bezpečnostní lancety 21G – hloubka vpichu 2,0 mm	200	70 – 100 µl	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 107 - 02	Jenoráz. bezpečnostní lancety 23G – hloubka vpichu 2,2 mm	100	30 – 70 µl	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 107 - 03	Jenoráz. bezpečnostní lancety 25G – hloubka vpichu 1,8 mm	200	do 10 µl	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 107 - 04	Jenoráz. bezpečnostní lancety 28G – hloubka vpichu 1,5 mm	100	do 10 µl	ano	D	ZP tř. IIa
PL - 107 - 05	Jenoráz. bezpečnostní lancety 28G – hloubka vpichu 1,5 mm	200	do 10 µl	ano	D	ZP tř. IIa

Návrat do:
kategorie

DIABETOLOGIE

DOMÁCÍ PÉČE

LABORATOŘE

PL - 108: Lékařské brašny



Obsah lékařské brašny je možno sestavit z produktů členů Asociace dle přání zákazníka.

**Návrat do:
kategorie**

ZÁCHRANÁŘI

PL - 109: Antimikrobiální krytí s vrstvou aktivního uhlíku



Antimikrobiální bandáž s vrstvou aktivního uhlíku se používá jako jednorázové krytí akutních a chronických ran, včetně infikovaných nehojících se ran (zejména bérkových vředů, proleženin, kožních problémů spojených s cukrovkou a dalších podobných kožních defektů). Je vhodná pro pohlcování organických látek, mikroorganismů, toxinů a nepříjemného zápachu, má silný vliv na urychlení zastavení krvácení, rychle tlumí pocit bolestivosti rány a vytváří velmi účinnou protiinfekční bariéru.

- efektivní léčba raných infekcí - účinně čistí rány a podporuje jejich rychlejší hojení
- bakteriostatický efekt v důsledku vytvoření a zároveň udržení specifického mikroklimatu v ráně
- detoxikační efekt – aktivně zachycuje mikroorganismy a chemické látky, vychytává endotoxiny vznikající v nekrotické tkáni
- analgetický efekt – snižuje pocit bolesti v ráně
- deodorace – eliminuje zápach
- urychluje zastavení krvácení
- snižuje náklady na ošetření ran (kratší léčebné cykly)
- vysoká absorpční kapacita
- nízká adheze k ráně, vysoká přizpůsobivost
- snadné použití – bandáž je jednoduše aplikovatelná a snadno odnímatelná, vhodná i pro domácí ošetření
- výrobek je netoxický, nealergenní

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 109 - 01	Antimikrobiální krytí s vrstvou aktivního uhlíku	10	10 x 9 cm	Ano	V	ZP tř. IIb MDR zažádáno

Návrat do:
kategorie

PODPORA HOJENÍ

PL - 110: Náplast s vrstvou aktivního uhlíku



Sterilní náplasti s polštářkem z aktivního uhlíku se používají v dermatologii, chirurgii a v rámci první pomoci k zakrytí drobných ran, oděrek, vředů či ran po bodnutí hmyzem (v těchto případech se doporučuje před aplikací uhlíkovou vrstvu navlhčit).

Používají se rovněž při dialýze ke krytí ran po odstranění dialyzačních jehel, kdy urychlují „odmačkávání“ při dialyzačních postupech a zlepšují následné hojení (v tomto případě se používají v suchém stavu).

Předností výrobku je jeho vysoká absorpční účinnost, dále pak rychlé tlumení bolestivosti rány a velmi účinná protiinfekční bariéra.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 110 - 01	Náplast s vrstvou aktivního uhlíku	3	2 ks 8 x 2,5 cm 1 ks 8 x 5 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno
PL - 110 - 02	Náplast s vrstvou aktivního uhlíku	10	8 x 2,5 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno

**Návrat do:
kategorie**

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 111: Kompresní obvazy (bandáže)

Kompresní obvazy s integrovaným savým polštářkem jsou navrženy pro rychlou a intuitivní aplikaci, což je klíčové při poskytování první pomoci. Slouží k efektivní kontrole a zastavení různých typů krvácení, čímž zajišťují bezpečné ošetření poranění v urgentních situacích.

Emergency Compression Dressing

- Variabilně roztažitelné krytí na ránu
- Lze použít jako savý obklad nebo tlakový obvaz
- Zesílená komprese
- Zjednodušená fixace – středová červená náplast
- Na konci elastického obvazu se nachází další suchý zip a spona pro bezpečné zajištění
- Neobsahuje latex, vakuově baleno do malých rozměrů
- Vhodný pro první pomoc v armádě, policii, HZS



H-Bandage

- Unikátní konstrukce se savým polštářkem a všitým tlakovým polem ve tvaru písmene H zajišťuje správné rozložení tlaku na ránu
- Zesílená komprese, vhodné pro všechny typy vážných traumat a poranění s arteriálním krvácením
- Unikátní provedení s tlakovou H-sponou umožňuje použití jednou rukou v jakýchkoliv podmínkách
- Vakuově baleno do malých rozměrů
- Vhodný pro první pomoc v armádě, policii, HZS



MINI Compression Dressing

- Malá a účinná bandáž pro menší až středně závažná poranění
- Ideální pro děti a starší osoby s tenkými končetinami
- Vhodný i pro arteriální krvácení z končetin
- Kompaktní balení vhodné do kapsy



SELF Combat Bandage

- Vhodné jako prostředek první pomoci, zejména při silničních nehodách, nouzových či vojenských událostech
- Vhodné pro samoaplikaci jednou rukou – zafixování pomocí smyčky všité do obvazu



BIG Cinch Abdominal Bandage

- Zesílená komprese, určené ke kontrole krvácení z velkých ran a krytí rozsáhlých poranění břicha či zranění po traumatických amputacích většího rozsahu
- Pevné uchycení, které zabraňuje samovolnému sklouznutí a chrání oblast břicha a životně důležité orgány



Tabulka velikostí

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

PL - 111: Kompresní obvazy (bandáže)

Tabulka pro „Kompresní obvazy (bandáže)“

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 111 - 01	Emergency Compression Dressing	1	polštářek: 20 x 24 cm bandáž (v nenatažené délce): 1,7 m x 10 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno
PL - 111 - 02	H-Bandage	1	polštářek: 20 x 24 cm bandáž (v nenatažené délce): 1,7 m x 10 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno
PL - 111 - 03	MINI Compression Dressing	1	polštářek: 10 x 15 cm bandáž (v nenatažené délce): 84 cm x 10 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno
PL - 111 - 04	SELF Combat Bandage	1	polštářek: 10 x 20 cm bandáž (v nenatažené délce): 1,5 m x 10 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno
PL - 111 - 05	BIG Cinch Abdominal Bandage	1	polštářek: 30 x 40 cm bandáž (v nenatažené délce): 2 m x 10 cm	Ano	V	ZP tř. Is MDR zažádáno

Návrat do:
kategorie

OBVAZOVÝ MATERIÁL A NÁPLASTI

Návrat do:
PL - 111

PL - 115: Operační pláště sterilní

Operační pláště sterilní

jsou vyrobeny z vícevrstvé netkané textilie, která se vyznačuje hustou strukturou vláken zabraňující průniku kapalin a mikroorganismů.

Vzhledem k rozdílným nárokům na ochranu během operačního zákroku jsou nabízeny ve třech základních variantách – Economic, Standard, Comfort


Pláště mohou být vybaveny nepropustnou výztuží.



Čepice operační



baret



clip

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 115 - 01	Economic s výztuží		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 02	Economic bez výztuže		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 03	Standard s výztuží		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 04	Standard bez výztuže		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 05	Comfort s výztuží		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 06	Comfort bez výztuže		M, L, XL, XXL, XXXL	ano	V	ZP tř. Is / MDR
PL - 115 - 07	Čepice operační baret – modrá	100		ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 115 - 08	Čepice operační clip – modrá	100		ne	V	ZP tř. I / MDR
PL - 115 - 09	Čepice operační baret – bílá	100		ne	V	ZP tř. I / MDR

**Návrat do:
kategorie**


**TEXTILNÍ VÝROBKY
PRO ZDRAVOTNICTVÍ**

PL - 116: Operační sety / soupravy oční

Set oční A

- 1 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 oční rouška 150 x 140 cm, s otvorem 8 x 10 cm, se sběrným vakem a integrovanou incizní folií 8 x 10 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set oční B

- 1 incizní folie pro řez 10 x 12 cm
- 1 oční rouška 150 x 180 cm, 2 sběrné vaky, oválný otvor 5 x 7 cm, 3 výztužné dráty
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set oční ambulantní

- 1 incizní folie pro řez 10 x 12 cm
- 1 oční rouška 150 x 180 cm, 2 sběrné vaky, oválný otvor 5 x 7 cm, 3 výztužné dráty
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set oční katarakta 2


- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 oční rouška 120 x 120 cm s otvorem 7 x 9 cm a 1 záchytnou kapsou, incizní folie
- 2 návlek na područku 20 x 55 cm
- 1 návlek na FACO 56 x 75 cm
- 1 oční kompres 7 x 5,5 cm
- 2 tampony stáčené 30/30
- 1 jehla oranžová 25 G 0,5 x 25 cm
- 3 stříkačka 2 ml dvoudílná Luer
- 1 rouška SPUNBOND 80 x 90 cm
- 2 operační plášť BASIC, vel. L
- 1 ručník

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Oční roušky

- 120 x 120 cm, s adhezivním otvorem 7 x 9 cm, s incizní folií a sběrným sáčkem



PL - 116 – stránka 2


Návrat do:
kategorie

OPTALMOLOGIE

PL - 116: Operační sety / soupravy oční

Souprava oční

- 2 utěrka papírová skládaná 30 x 40 cm
- 2 op. plášť economic – L 130 cm
- 1 rouška 80 x 180 cm
- 1 návlek na ovládání 18 x 30 cm
- 2 návlek na opěrky 20 x 55 cm
- 3 tampon stáčený z gázy 20 x 20 cm
- 10 kompresy gáza 8 vrstvé 7,5 x 7,5 cm
- 5 kompresy gáza 8 vrstvé 5 x 5 cm
- 1 tampon oční 6,2 x 7,2 cm
- 1 stříkačka inj. L-L třídílná, 5 ml
- 1 stříkačka inj. L-L třídílná, 2 ml
- 1 rouška oční s incizní fólií
 - otvor 7 x 10 cm
 - kapsa 25 x 25 cm 120 x 130 cm
- 1 rouška balící 100 x 120 cm



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 116 - 01	set oční A	7		ano	V	ZP tř. Is
PL - 116 - 02	set oční B	7		ano	V	ZP tř. Is
PL - 116 - 03	set oční ambulantní	70		ano	V	ZP tř. Is
PL - 116 - 04	souprava oční katarakta 2	6		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 116 - 05	speciál. oční roušky	40	120 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 116 - 06	souprava oční	3		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie

OPTALMOLOGIE


PL - 116 – stránka 1

PL - 117: Operační sety / soupravy ORL/Dental

Set ORL malý

- 1 rouška na instrumentační stůl 90 x 120 cm
- 1 rouška 160 x 240 cm, lepicí otvor 10 cm
- 2 operační plášť OPEN BACK, vel. L


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava ORL univ. velká

- 1 rouška na instrumentační stůl 140 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 180 x 250 cm, otvor 8 x 10 cm
- 1 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 kompres netkaný 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 10 kompresy gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 5 tampony stáčené 20/19 cm s RTG, zabalené do sáčku
- 1 ručník
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava Tympanostomie

- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm
- 1 spojovací hadice trychtýř-volný konec CH30, 2,5 m


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava ORL - TE

- 1 rouška na instrumentační stůl 100 x 150 cm
- 1 rouška dentální 100 x 150 cm s otvorem 9,3 x 13 cm
- 10 kompres gázový 10 x 10 cm, 8 vrst.
- 1 stříkačka 10 ml, dvoudílná Luer
- 1 skalpel - čepelka jednorázový vel. 15
- 10 tampony stáčené 20/19 cm, zabalené do sáčku
- 1 sací set Yankauer Ch25, Zahn. 6 mm
- 1 operační plášť BASIC OPEN BACK, vel. L

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Rouška speciální

- 150 x 250 cm, rozporek 7 x 70 cm, s výztuží 50 x 50 cm, fixace kabelů



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 117 - 01	set ORL malý	8		ano	V	ZP tř. Is
PL - 117 - 02	set ORL univ. velký	10		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 117 - 03	set Tympanostomie	40		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 117 - 04	set ORL - TE	8		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 117 - 05	speciál. rouška pro ORL	8	150 x 250 cm	ano	V	ZP tř. Is


Návrat do:
kategorie

ORL A STOMATOLOGIE

PL - 118: Operační sety / soupravy dialyzační


Souprava pro zahájení dialýzy

- 1 rouška krycí Hospidrape 50 x 60 cm
- 2 náplast Softpore 2,5 x 18 cm, 3 pruhy
- 5 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 2 rukavice vyšetřovací, latex, nepudrované, vel. M




Souprava dialyzační

- 1 rouška dvouvrstvá 45 x 45 cm
- 1 náplast Softpore 2,5 x 18 cm, 4 pruhy
- 6 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vr.
- 1 Vnitřní balíček:
 - 2 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vr.
 - 2 tampon stáčený 30/30 cm
- 2 rukavice latex. nepudr. vel. M



Souprava dialyzační M

- 1 Vnitřní balíček:
 - 5 tampon stáčený 20/19 cm
- 1 náplast Softpore 1,25 x 18 cm, 6 pruhy
- 5 kompres netk. 5 x 5 cm, 4 vr.
- 1 podložka pod nemocné 60 x 40 cm
- 2 rukavice latex. nepudr. vel. M



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 118 - 01	Soupr. pro zahájení dialýzy	40		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 118 - 02	Soupr. dialyzační	100		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 118 - 03	Soupr. dialyzační M	56		ano	V	ZP tř. PPs IIa


Návrat do:
kategorie

DIALYZAČNÍ
PRACOVISTĚ

PL - 119: Operační sety / soupravy traumatologické


Set s U-rouškou M, 3-vrstvý

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
 - 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
 - 4 ručník 30,5 x 34 cm
 - 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
 - 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozporek 10 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
 - 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
 - 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin




Set s U-rouškou L, s výztuží, 3-vrstvý

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
 - 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
 - 4 ručník 30,5 x 34 cm
 - 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
 - 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozporek 20 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
 - 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
 - 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin



Set s U-rouškou ECO

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
 - 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
 - 4 ručník 30,5 x 34 cm
 - 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
 - 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozporek 10 x 85 cm
 - 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
 - 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Spec. rouška ruka/noha

- 150 x 180 cm, elastický otvor Ø 3,5 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 119 - 01	set s U-rouškou M, 3-vrstvý	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 119 - 02	set s U-rouškou L, s výztuží, 3-vrstvý	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 119 - 03	set s U-rouškou ECO	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 119 - 04	spec. rouška ruka/noha	17	150 x 180 cm	ano	V	ZP tř. Is

Návrat do:
kategorie


TRAUMATOLOGIE

PL - 120: Operační sety / soupravy urologické

Set gyn/cyst ECO

- 2 návleky na dolní končetinu 75 x 120 cm
- 1 gyn/cyst rouška 100 x 175 cm, otvor 9 x 15 cm,
- samolepící 1 rouška na instrumentační stůl 100 x 150 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set TUR

- 1 lepící páska 9 x 50 cm
- 1 páska na suchý zip 2,5 x 30 cm
- 1 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 TUR-rouška 175/282 x 172 cm all-in-one, vyšetřovací návlek na prst, otvor 5 cm a 8 cm (samolepící), integrovaný sběrný vak 63 x 77 cm se sítkem a výpuštěm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin



Set urologický malý


- 1 rouška na instrumentační stolek 100 x 150 cm
- 1 rouška urologická 180 x 300 cm, otvor 12 cm, samolepící

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava pro močovou katetrizaci

- 1 rouška krycí Hospidrape 45 x 75 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 45 x 75 cm, otvor 7 cm
- 1 miska plastová dvoukomorová
- 2 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 2 pinzeta plastová zelená
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 4 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 2 rukavice vyšetřovací, latex, nepudrované, vel. M



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 120 - 01	Set gyn/cyst ECO	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 120 - 02	Set TUR	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 120 - 03	Set urologický malý	10		ano	V	ZP tř. Is
PL - 120 - 04	Soupr. pro močovou katetrizaci	30		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie


UROLOGIE

PL - 121: Operační sety / soupravy porodnické a gynekologické

Set na císařský řez I

- 1 lepící páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška pro dítě 75 x 120 cm
- 1 rouška na císařský řez 180/250 x 330 cm, sběrný vak 72 x 72 cm, incizní fólie, otvor Ø 16 x 18 cm, 2 výpustě
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set na císařský řez II

- 1 lepící páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška na dítě 75 x 120 cm
- 1 rouška na císařský řez 330 x 230 cm, sběrný vak 72 x 72 cm, integrovaná incizní fólie 36 x 36 cm a fixace kabelů, 2 výpustě
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set porodnický

- 6 ručník 21 x 25 cm
- 1 podložka 60 x 60 cm
- 1 podložka 60 x 90 cm
- 1 rouška pro dítě 56 x 75 cm
- 1 rouška 75 x 120 cm
- 1 rouška (pod rodičku) 90 x 150 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set TUR

- 1 lepící páska 9 x 50 cm
- 1 páska na suchý zip 2,5 x 30 cm
- 1 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 TUR-rouška 175/282 x 172 cm all-in-one, vyšetřovací návlek na prst, otvor 5 cm a 8 cm (samolepící), integrovaný sběrný vak 63 x 77 cm se sítkem a výpustí
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



PL - 121 – stránka 2


**Návrat do:
kategorie**

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

PL - 121: Operační sety / soupravy porodnické a gynekologické

Set abdomino-perineální ECO


- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
 - 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
 - 2 ručník 30,5 x 34 cm
 - 1 Gyn/Abdominalní rouška 215/240 x 350 cm all-in-one, s integrovanými návleky a sběrným vakem se sítkem a výpustí, 2 samolepící otvor: horní 25 x 30 cm, spodní 9 x 15 cm (s integrovanou krycí rouškou)
 - 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set vaginální 1:

- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška gynekologická s integrovanými návleky 240 x 275 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava vaginální 2:

- 1 rouška na instrumentační stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška gyn. s integr. návleky 240 x 275 cm
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 kompresy netkané 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 2 tampon šitý předepraný, 45 x 45 cm, RTG
- 5 tampon stáčený 40/40 cm, zabaleno do sáčku
- 2 ručník
- 1 návlek na instrumentační stolek 79 x 145 cm
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 121 - 01	Set na císařský řez I	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 02	Set na císařský řez II	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 03	Set porodnický	12		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 04	Set TUR	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 05	Set abdomino-perineální ECO	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 06	Set vaginální 1	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 121 - 07	Souprava vaginální 2	6		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


PL - 121 – stránka 1

PL - 122: Operační sety / soupravy chirurgické

Souprava liposukce

- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 150 x 180 cm, samolepící
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm, samolepící
- 2 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, samolepící
- 15 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG páska, tkanice vázané á 5 ks
- 5 tampon stáčený 30/30 cm
- 1 skalpel-čepelka jednorázový, č. 11
- 1 skalpel-čepelka jednorázový, č. 15
- 1 operační plášť OPEN BACK, vel. L
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin.



Souprava laparotomická 2

- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- 1 rouška laparoskop. 230 x 320 cm, otvor 25 x 30 cm, s iniciz. fólií
- 1 lepicí páska 10 x 50 cm
- 10 tampon šitý před. 45 x 45 cm s RTG páska, tkanice vázané á 5 ks
- 40 kompresy netkané 10 x 20 cm á 20 ks, 4 vrst.
- 5 tampon stáčený 30/30 cm, zabaleno do sáčku
- 10 tampon stáčený 7/7 cm, zabaleno do sáčku
- 2 ručník
- 1 návlek na instrumentační stůl 79 x 145 cm s výstuží
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L
- 2 operační plášť STANDARD, vel. XL

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin.



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 122 - 01	Souprava liposukce	3		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 122 - 02	Souprava laparotomická 2	5		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie


TRAUMATOLOGIE

PL - 123: Operační sety / soupravy kardiologické

Souprava na implantaci kardiostimulátoru 2

- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 100 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 150 x 200 cm, samolepící
- 1 rouška s otvorem 75 x 100 cm, otvor 10 cm
- 1 Elastpore+Pad 10 x 15 cm
- 1 miska 250 ml
- 2 návlek na RTG pr. 90 cm
- 1 operační plášť SPECIAL, vel. M
- 1 operační plášť SPECIAL, vel. L
- 80 kompresy 10 x 10 gáza, 8 vrst., založené
- 5 tampon stáčený 20/19
- 2 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 2 ručník
- 1 suchý zip 2,5 x 30 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin.



Set na implantaci/ablaci kardiostimulátoru sterilní


- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm
- 1 rouška angiografická 220 x 320 cm, 2 otvory Ø 14 cm
- 1 návlek na RTG pr. 140 cm
- 1 operační plášť STANDARD, vel. XL
- 2 ručník

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Souprava Kardio - Bypass

- 1 návlek na instr. stůl 80 x 145 cm
- 1 rouška 100 x 150 cm
- 1 rouška 130 x 150 cm
- 1 rouška s adhezí 75 x 90 cm
- 2 návlek na chodidlo 20 x 40 cm
- 2 operační páska 10 x 50 cm
- 1 rouška „u“ s perineálním krytím
 - výkroj 20 x 100 cm, 200 x 260 cm
- 1 rouška kardiokirurgická s inc. fólií 240 x 320 cm
 - otvor 20 x 40 cm
 - záchytná kapsa 60 x 30 cm se savou vrstvou
 - záchytná kapsa 35 x 25 cm
- 1 rouška balicí 150 x 190 cm
- 1 rouška balicí 150 x 190 cm



PL - 123 – stránka 2


Návrat do:
kategorie

KARDIOLOGIE

PL - 123: Operační sety / soupravy kardiologické


Souprava angiografická

- 1 op. plášť standard – L 130 cm
- 1 stříkačka inj. L-S dvoudílná 10 ml
- 2 stříkačka inj. L-L třídílná 10 ml
- 2 stříkačka inj. L-S dvoudílná 20 ml
- 1 jehla inj. zel. 21 g x 40 mm
- 1 počítadlo jehel magnet/magnet 12 x 6 x 2 cm
- 20 kompresy gáza 8 vrstvé 10 x 10 cm
- 2 houbička s úchytem 4 x 5 cm
- 1 miska transparentní 60 ml
- 1 miska transparentní 250 ml
- 1 miska transparentní 500 ml
- 1 miska modrá 1000 ml
- 1 tampon šitý předepraný 45 x 45 cm
- 1 návlek na přístroje 85 x 85 cm
- 1 rouška 45 x 75 cm
 - incizní fólie s otvorem ø 2 cm
 - otvor v roušce ø 10 cm
 - výztuž 230 x 365 cm
- 1 x rouška balicí 150 x 200 cm



Souprava stimulační

- 1 rouška 100 x 150 cm
- 2 houbička s úchytem 17 cm
- 1 jehla inj. zel. 21 g x 40 mm
- 1 miska transparentní 120 ml
- 30 kompresy gáza 8 vrstvé 10 x 10 cm
- 1 miska modrá 1000 ml
- 1 miska transparentní 500 ml
- 1 miska modrá 250 ml
- 1 stříkačka inj. L-S dvoudílná 20 ml
- 1 počítadlo jehel magnet / pěna 12 x 6 x 4 cm
- 2 rouška s adhezí 75 x 120 cm
- 1 rouška s kapsou
 - kapsa (součástí roušky) 20 x 100 cm, 100 x 100 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží 230 x 290 cm
- 1 rouška 120 x 150 cm
- 1 rouška balicí 100 x 150 cm



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 123 - 01	Souprava na implant. kardiostim. 2	3		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 123 - 02	Set na implant./ablaci kardiostimulátoru steril.	8		ano	V	ZP tř. Is
PL - 123 - 03	Souprava Kardio - Bypass	2		ano	V	ZP tř. Is
PL - 123 - 04	Souprava angiografická	2		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 123 - 05	Souprava stimulační	2		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie

KARDIOLOGIE


PL - 123 – stránka 1

PL - 124: Operační sety / soupravy ortopedické

Set kyčelní ECO

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm
- 1 rouška samolepící 150 x 300 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozperek 20 x 85 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set kyčelní, s výztuží Large, 3-vrstvý

- 3 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 30 x 120 cm
- 1 elastický obvaz 12 cm x 6 m
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 U-rouška samolepící 230 x 260 cm, rozperek 20 x 100 cm, s výztuží 75 x 140 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin



Set končetinový, 3-vrstvý

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm, skládaná
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



PL - 124 – stránka 2

Návrat do:
kategorie

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5


5 / 5

PL - 124: Operační sety / soupravy ortopedické

Set končetinový

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 22 x 75 cm
- 1 rouška 150 x 190 cm, skládaná
- 1 rouška třívrstvá končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set končetinový ECO

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set ruka/noha, 3-vrstvý

- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta s otvorem prům. 3,5 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



PL - 124 – stránka 3

Návrat do:
kategorie

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5


5 / 5

PL - 124: Operační sety / soupravy ortopedické

Set ruka/noha 4

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta
- s otvorem prům. 3,5 cm, s výztuží 75 x 80 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set pro artroskopii kolene

- 2 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 elastický návlek na končetinu 22 x 75 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm, skládaný
- 1 rouška třívrstvá artroskopická kolenní 230 x 320 cm, sběrný vak 105 x 90 cm s filtrem a sacím portem, výztužný drát, 2 elastické otvory 5 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin



Set pro artroskopii kolene ECO

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 2 ručník 30,5 x 34 cm
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 rouška končetinová 230 x 300 cm, elastická manžeta
- s otvorem prům. 7 cm, s výztuží 50 x 100 cm, fixace kabelů
- 1 návlek na kameru s perforovanou špičkou 15 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 140 cm

Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



PL - 124 – stránka 4

Návrat do:
kategorie

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5


5 / 5

PL - 124: Operační sety / soupravy ortopedické

Set pro artroskopii kolene X

- 1 rouška instrum. stolek 150 x 190 cm
- 1 rouška končetinová třívrstvá 230 x 300 cm, otvor 7,5 x 10,5 cm
- 1 návlek na kameru s perf. špičkou 15 x 240 cm
- 1 lepící páska 10 x 50 cm
- 2 ručník
- 1 návlek na končetinu 36 x 65 cm
- 1 návlek na instrum. stolek 79 x 145 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Souprava malý zákrok


- 1 rouška na instrumentační stolek 100 x 150 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 100 x 150 cm, samolepící
- 1 rouška dvouvrstvá 90 x 120 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm
- 10 kompresy netkané 10 x 20 cm, 4 vrst.
- 2 tampon šitý před. 45 x 45cm s RTG,
- 5 tampony stáčený 30/30 cm, zabaleno do sáčku
- 2 operační plášť STANDARD, vel. XL
- 1 operační plášť STANDARD, vel. L

Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Souprava kolenní

- 1 op. plášť standard – L 130cm
- 1 návlak na instr. stolek zesílený 80 x 145 cm
- 1 op. plášť standard s výztuží – XL 150cm
- 10 tampon stáčený z gázy 30 x 30 cm
- 1 stříkačka výplachová Janet 150 ml
- 1 obinadlo elastické 15 cm x 5 m
- 2 operační páska 10 x 50cm
- 2 op. plášť standard s výztuží – XL 150cm
- 10 tampon šitý předepraný 45 x 45 cm
- 40 kompresy gáza 8 vrstvé 10 x 20 cm
- 1 sací nástavec orthopedic 10 mm
- 1 hadice k ods.soupr. ch30, 3 m
- 1 rouška s manžetou – výztuž otvor 3 cm, 200/290x350 cm
- 1 rouška balicí 150 x 190 cm



PL - 124 – stránka 5

Návrat do:
kategorie

**ORTOPEDIE
A REHABILITACE**

1 / 5

2 / 5


3 / 5

5 / 5

PL - 124: Operační sety / soupravy ortopedické

Souprava AS ramene

- 1 op. plášť standard s výztuží – XL 150 cm
- 1 návlek na instr. stolec zesílený 80 x 145 cm
- 1 utěrka papírová skládaná 30 x 40 cm
- 1 endoobal na kameru 14 x 250 cm
- 10 tampon stáčený z gázy 40 x 40 cm
- 15 kompresy gáza 8 vrstvé 10 x 10 cm
- 1 obinadlo fixační elastické 12 cm x 4 m
- 1 operační páska 10 x 50 cm
- 2 náplast s polšt. 10 x 15 cm
- 1 stuhový uzávěr 2 x 22 cm
- 1 rouška s adhezí znak hlava 150 x 240 cm
- 1 rouška „u“ výztuž výkroj 10x95 cm, 240 x 320 cm
- 1 rouška balicí 150 x 150 cm



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 124 - 01	Set kyčelní ECO	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 02	Set kyčelní s výztuží Large, 3-vrst.	3		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 03	Set končetinový, 3-vrst.	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 04	Set končetinový	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 05	Set končetinový ECO	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 06	Set ruka/noha, 3-vrstvý	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 07	Set ruka/noha 4	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 08	Set pro artroskopii kolene	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 09	Set pro artroskopii kolene ECO	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 10	Set pro artroskopii kolene X	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 124 - 11	Souprava malý zákrok	4		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 124 - 12	Souprava kolenní	1		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 124 - 13	Souprava AS ramene	2		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie

ORTOPEDIE
A REHABILITACE

1 / 5

2 / 5

3 / 5


4 / 5

5 / 5

PL - 125: Operační sety / soupravy pro domácí péči


Set pro suchý převaz rány

- 5 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 1 pinzeta plastová zelená
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm




Souprava pro močovou katetrizaci

- 1 rouška krycí Hospidrape 45 x 75 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 45 x 75 cm, otvor 7 cm
- 1 miska plastová dvoukomorová
- 2 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 2 pinzeta plastová zelená
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 4 tampon stáčený gázový 20/19 cm
- 2 rukavice vyšetřovací, latex, nepudrované, vel. M



Set pro převaz rány

- 6 tampon z netkané textilie 20/20 cm
- 1 pinzeta plastová zelená



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 125 - 01	Set pro suchý převaz rány	80		ano	V	ZP tř. Is
PL - 125 - 02	Souprava pro močovou katetrizaci	30		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 125 - 03	Set pro převaz rány	75		ano	V	ZP tř. Is


Návrat do:
kategorie

DOMÁCÍ PÉČE

PL - 126: Operační sety / soupravy pro JIP/ARO

Souprava 311 pro lokální anestezii

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm – do této roušky je celý set zabalený
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, otvor 6 x 8 cm, samolepící
- 1 ručník
- 1 náplast Elastpore+Pad 7 x 5 cm
- 1 stříkačka 5 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 1 pean rovný 14 cm
- 1 pinzeta plastová zelená
- 1 nůžky Iris 11,5 cm
- 2 miska transparentní kulatá 120 ml
- 5 tampon stáčený gázový 20/19 cm



Souprava pro centrální žilní katetrizaci, basic

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm, samolepící otvor 6 x 8 cm
- 1 miska modrá 500 ml
- 2 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 6 kompres netkaný 7,5 x 7,5 cm, 4 vrst.
- 1 náplast Dermafoil 10 x 12 cm
- 1 pean rovný 16 cm
- 1 nůžky Iris 11,5 cm
- 1 pinzeta chirurgická 12 cm
- 1 svorka Kelly 13 cm
- 1 skalpel jednorázový č. 11
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 1 ručník
- 5 tampon stáčený z netkaného textilu 20/20 cm



PL - 126 – stránka 2


Návrat do:
kategorie

JIP / ARO

PL - 126: Operační sety / soupravy pro JIP/ARO


Souprava pro centrální žilní katetrizaci, standard

- 1 rouška krycí Hospidrape 75 x 90 cm
- 1 rouška dvouvrstvá 75 x 90 cm s perforací, samolepící otvor 6 cm
- 1 náplast Dermafoil 10 x 12 cm
- 1 miska transparentní 21 x 14 x 4,5 cm
- 2 kompres gázový 5 x 5 cm, 8 vrst.
- 6 kompres gázový 7,5 x 7,5 cm, 8 vrst.
- 5 tampon stáčený gázový 30/30 cm
- 1 pinzeta plastová zelená
- 1 nůžky Iris 11 cm
- 1 pean rovný 14 cm
- 1 svorka Kelly 13 cm
- 1 skalpel jednorázový č. 11
- 1 stříkačka 10 ml dvoudílná Luer
- 1 stříkačka 20 ml dvoudílná Luer
- 1 jehla černá 22 G
- 1 jehla růžová 18 G
- 2 rukavice vyšetřovací nepudrované, balené v papíru, vel. M



Souprava pro zavádění UVC a CŽK

- 1 rouška 50 x 70 cm
- 1 rouška 50 x 50 cm
- 1 miska transparentní 60 ml
- 5 tampon stáčený z gázy 20 x 20 cm
- 1 nůžky hrotnato/tupé rovné kovové 13 cm
- 1 pinzeta kovová anatomická 14 cm
- 1 pinzeta kovová chirurgická 13 cm
- 1 rouška balící 75 x 100 cm



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 126 - 01	Souprava pro lokální anestezii	55		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 126 - 02	Souprava pro centrální žilní katetrizaci – basic	24		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 126 - 03	Souprava pro centrální žilní katetrizaci – standard	20		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 126 - 04	Souprava pro zavádění UVC a CŽK	5		ano	V	ZP tř. PPs IIa

Návrat do:
kategorie

JIP / ARO

PL - 126 – stránka 1


PL - 127: Operační sety / soupravy Univerzální



Set univerzální – Basic

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 2 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s nízkým výskytem tekutin



Set univerzální, s výztuží Medium

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm


Vhodné pro operace s mírným výskytem tekutin



Set univerzální, s výztuží Medium, 3-vrstvý

- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm, s výztuží 15 x 50 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin



PL - 127 – stránka 2

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ

1 / 3

2 / 3


3 / 3

PL - 127: Operační sety / soupravy Univerzální

Set univerzální, s výztuží Large, 3-vrstvý


- 1 lepicí páska 9 x 50 cm
- 1 návlek na instrumentační stůl zesílený 79 x 145 cm
- 4 ručník 30,5 x 34 cm
- 2 rouška samolepící 75 x 90 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 180 x 180 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška samolepící 150 x 240 cm, s výztuží 25 x 60 cm, fixace kabelů
- 1 rouška na instrumentační stůl 150 x 190 cm

Vhodné pro operace s vysokým výskytem tekutin




Souprava univerzální, vysoce absorbční

- 1 návlek na instr. stůl 80 x 145 cm
- 2 utěrka papírová skládaná 30 x 40 cm
- 1 operační páska 10 x 50 cm
- 2 rouška s adhezí a výztuží 75 x 90 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak nohy 180 x 180 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak hlava 150 x 240 cm
- 1 rouška balící 150 x 190 cm



Souprava zesílená univerzální

- 1 op. plášť standard – L 130 cm
- 1 op. plášť standard s výztuží – XXL 155 cm
- 1 návlek na instr. stůl 80 x 145 cm
- 4 utěrka papírová skládaná 30 x 40 cm
- 15 tampon stáčený z gázy 30 x 30 cm
- 20 kompresy gáza 8 vrstev 10 x 20 cm
- 1 operační páska 10 x 50 cm
- 5 břišní rouška předepraná 45 x 45 cm
- 2 rouška s adhezí a výztuží 90 x 100 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak nohy 180 x 180 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak hlava 150 x 240 cm
- 1 rouška balící 150 x 190 cm



PL - 127 – stránka 3

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ

1 / 3


2 / 3

3 / 3

PL - 127: Operační sety / soupravy Univerzální

Souprava univerzální zónová dvouvrstvá

- 1 návlek na instr. stolek zesílený 80 x 145 cm
- 1 utěrka papírová skládaná 30 x 40 cm
- 1 operační páska 10 x 50 cm
- 2 rouška s adhezí a výztuží 75 x 90 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak nohy 180 x 180 cm
- 1 rouška s adhezí a výztuží znak hlava 150 x 240 cm
- 1 rouška balicí 150 x 190 cm



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 127 - 01	Set univerzální – Basic	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 127 - 02	Set univerzální s výztuží Medium	6		ano	V	ZP tř. Is
PL - 127 - 03	Set univerzální s výztuží Medium, 3-vrstvý	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 127 - 04	Set univerzální s výztuží Large, 3-vrstvý	5		ano	V	ZP tř. Is
PL - 127 - 05	Souprava univerzální, vysoce absorpční	4		ano	V	ZP tř. Is
PL - 127 - 06	Souprava zesílená univerzální	2		ano	V	ZP tř. PPs IIa
PL - 127 - 07	Souprava univerzální zónová dvouvrstvá	3		ano	V	ZP tř. Is

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ

1 / 3

2 / 3

3 / 3

PL - 128: Operační roušky

- Dostatečně silné – nepropustné
- Extra savé
- Příjemná povrchová úprava
- Dobře drží na místě, nesklouzává
- Vysoká odolnost proti protrhnutí




A: Ambulantní roušky


univerzální – bez otvoru, bez adheze




B: Roušky bez otvoru s adhezí po okraji



C: Roušky s otvorem bez adheze



D: Roušky s otvorem s adhezí kolem otvoru, nebo s adhezí po okraji



PL - 128 – stránka 2

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ

1 / 3

2 / 3

3 / 3


PL - 128: Operační roušky

E: Roušky s okrajovou adhezí i adhezí kolem otvoru




F: Roušky speciální


– roušky s incizní fólií, roušky s výřezem



G: Roušky na instrumentační stůl a návleky



H: Fólie incizní



PL - 128 – stránka 3

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ


1 / 3

2 / 3

3 / 3

PL - 128: Operační roušky

Lepicí pásy



9 x 50 cm

Možno vyrobiť i iné varianty dle individuálnych požiadaviek zákazníka.

kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	steril- ní	V/D	kategorie
PL - 128 - 01	A: Roušky ambulantní (celulóza/PE)	90	38 x 45 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 02	A: Roušky ambulantní (celulóza/PE)	100	50 x 60 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 03	A: Roušky ambulantní (celulóza/PE)	110	45 x 75 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 04	A: Roušky ambulantní (celulóza/PE)	120	75 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 05	A: Roušky ambulantní (celulóza/PE)	90	90 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 06	A: Roušky dvouvrstvé	45	50 x 60 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 07	A: Roušky dvouvrstvé	25	75 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 08	A: Roušky dvouvrstvé	70	90 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 09	A: Roušky dvouvrstvé	45	100 x 150 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 10	A: Roušky dvouvrstvé	60	150 x 180 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 11	B: Roušky samolepicí dvouvrstvé	100	75 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 12	B: Roušky samolepicí dvouvrstvé	20	150 x 240 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 13	B: Roušky samolepicí dvouvrstvé	65	90 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 14	B: Roušky samolepicí dvouvrstvé	40	100 x 150 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 15	B: Roušky samolepicí dvouvrstvé	55	150 x 180 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 16	B: Roušky samolepicí třívrstvé	16	75 x 90 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 17	C: Roušky s otvorem	45	50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 18	C: Roušky s otvorem	25	75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 19	D: Roušky se samolepicím otvorem	45	50 x 60 cm, Ø 6 x 8 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 20	D: Roušky se samolepicím otvorem	25	75 x 80 cm, Ø 6 x 15 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 21	D: Roušky se samolepicím otvorem	25	75 x 90 cm, Ø 6 x 8 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 22	D: Roušky se samolepicím otvorem	20	120 x 150 cm, Ø 5 x 7 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 23	D: Roušky se samolepicím otvorem	12	150 x 180 cm, Ø 6 x 15 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 24	D: Roušky se samolepicím otvorem	40	120 x 150 cm, Ø 12 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 25	G: Roušky na instrumentační stůl	18	100 x 150 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 26	G: Roušky na instrumentační stůl	15	150 x 190 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 27	G: Návrh na instrum. stůl s výztuží	20	79 x 145 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 28	H: Incizní fólie	100	30 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 29	H: Incizní fólie	15	45 x 20 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 30	H: Incizní fólie	30	45 x 50 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 31	H: Incizní fólie	30	45 x 65 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR
PL - 128 - 32	Lepicí pásy	100	9 x 50 cm	ano	V	ZP tř. Is/MDR

Návrat do:
kategorie

ROUŠKOVÁNÍ

1 / 3


2 / 3

3 / 3


PL - 129: Doplnky a příslušenství pro rouškování

Roušky na přístroje:

Návleky na kabely



Návleky na přístroje




Příslušenství:

Návleky na horní končetinu




Návleky na končetinu elastické




Sběrné vaky:


1 komora



2 komory



se sítí a výpustí



kód	popis varianty	ks v balení	rozměr	sterilní	V/D	kategorie
PL - 129 - 01	návleky na kabely – jednod. špička	65	8 x 120 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 02	návleky na kabely – jednod. špička	30	15 x 250 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 03	návleky na kabely – perforov. špička	30	15 x 240 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 04	návleky na kabely – elastická špička	30	17 x 240 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 05	návleky na přístroje	18	Ø 90 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 06	návleky na přístroje	10	Ø 140 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 07	návleky na horní končetinu	100		ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 08	návleky na končetinu – elastické, vel. S	20	22 x 75 cm + 2 x lepící páska 9 x 50 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 09	sběrné vaky – 1 komora	55	30 x 40 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 10	sběrné vaky – 2 komory	55	30 x 40 cm	ano	V	ZP tř. Is
PL - 129 - 11	sběrné vaky – se sítí a výpustí	11	62 x 50 cm	ano	V	ZP tř. Is

**Návrat do:
kategorie**

ROUŠKOVÁNÍ